



Original mai 2004

Révisé février 2012

NLFGC 400.00.07

FOURNITURES PHARMACEUTIQUES, MÉDICALES ET ARTICLES ANALOGUES

Table des matières

1	OBJET	3
2	SPÉCIALISTE EN SAUVETAGE	3
3	OFFICIER DE SANTÉ	3
4	BARÈMES D'ACQUISITION	3
5	APPROVISIONNEMENT	5
5.1	Sources d'approvisionnement	5
5.2	Commandes – Généralités	5
5.3	Commandes – Substances contrôlées (stupéfiants et drogues contrôlées)	6
6	TENUE DE REGISTRES	7
7	GARDE, CONTRÔLE ET ADMINISTRATION DES SUBSTANCES CONTRÔLÉES	7
8	SIGNALEMENT DE LA PERTE DE SUBSTANCES CONTRÔLÉES	8
9	MARCHE À SUIVRE POUR DÉTRUIRE LES SUBSTANCES CONTRÔLÉES	8
10	GARDE, CONTRÔLE ET ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS PRESCRITS ET NON PRESCRITS, DES FOURNITURES MÉDICALES ET DES ARTICLES ANALOGUES	9



11	REGISTRE DE TRAITEMENT DU SECOURISTE.....	10
12	DEMANDE D'AIDE MÉDICALE.....	10
13	FORMATION EN SECOURISME	11
14	PUBLICATIONS – MANUELS ET MATÉRIEL D'INSTRUCTION.....	11
15	DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS.....	11
ANNEXE A	BARÈME	A-1
Appendice 1	Trousse médicale de réanimation d'urgence n° 1....	A-Error! Bookmark not defined.
Appendice 2	Trousse médicale de réanimation d'urgence n° 2....	A-Error! Bookmark not defined.
Appendice 3	Trousse de premiers soins à usage général – Type AA-	Error! Bookmark not defined.
Appendice 4	Trousse de premiers soins à usage général – Type BA-	Error! Bookmark not defined.
ANNEXE B	REGISTRE DES SUBSTANCES CONTRÔLÉES.....	B-1
ANNEXE C	ADRESSE DU BUREAU DES SUBSTANCES CONTRÔLÉES	C-1
ANNEXE D	COMMUNICATION PAR RADIO EN LANGAGE CLAIR.....	D-1
ANNEXE E	COMMANDE DE MÉDICAMENTS PPE	E-1

1 OBJET

La présente norme a pour objet de faire en sorte que des procédures appropriées soient suivies à bord des navires de la GCC pour l'acquisition, la garde, le contrôle, l'administration et la comptabilisation des fournitures pharmaceutiques, médicales et articles analogues. Elle vise aussi à veiller à ce que les rôles et responsabilités connexes soient clairement définis.

2 SPÉCIALISTE EN SAUVETAGE

Des trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage (voir l'annexe I de l'OFGC 207.00) doivent être mises à la disposition de tous les navires de la GCC ayant à bord un spécialiste en sauvetage. Les articles contenus dans ces trousse s'ajoutent à ceux qui sont précisés dans la présente norme. Le spécialiste en sauvetage y aura librement accès lorsqu'il est appelé à participer à une opération de sauvetage. Ainsi, le navire aura à bord l'équipement nécessaire advenant toute urgence interne.

3 OFFICIER DE SANTÉ

La Garde côtière canadienne doit périodiquement faire monter des officiers de santé à bord de ses navires. Lorsqu'il est assigné à un navire de la GCC, l'officier de santé doit rendre des comptes au commandant (en tant que représentant de l'employeur) pour diverses questions, notamment la discipline, le harcèlement, les accidents de travail et les conditions de travail. Les directives professionnelles et fonctionnelles concernant entre autres les soins infirmiers, les questions de confidentialité, la portée des questions de pratique demeurent la responsabilité du coordonnateur national du Programme des officiers de santé.

La Garde côtière canadienne a adopté le *Guide de pratique clinique du personnel infirmier en soins primaires* de la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits de Santé Canada en tant que guide du MPO et de la Garde côtière canadienne, destiné à leurs officiers de santé qui dispensent des soins primaires à bord des navires du Ministère (adresse Internet : <http://www.hc-sc.gc.ca/fnihah-spnia/services/nurs-infirm/clin/adult/index-fra.php>)

Ce document définira les normes de pratique des officiers de santé et leur permettra d'être couverts par la Politique sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'État et sur la prestation de services juridiques à ces derniers (adresse Internet : <http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=13937>)

4 BARÈMES D'ACQUISITION

Les Barèmes d'acquisition présentés à l'annexe A de cette norme ont été approuvés par la société PraxES Emergency Specialists Inc. et s'appliquent à tous les navires de la GCC.

Les Barèmes d'acquisition ont été élaborés pour déterminer les quantités maximales de fournitures pharmaceutiques et médicales ainsi que des articles analogues qui peuvent être transportées sur les navires de la GCC, ainsi que leur application. Lorsque la quantité de l'unité de stock indique 1 (p. ex. : 1 flacon), cette quantité représente également l'unité de stock minimale qui doit être maintenue en inventaire. Après avoir partiellement utilisé cette unité, il pourrait s'avérer inutile de la remplacer immédiatement, si l'on tient compte de son format, de

son contenu restant (p. ex. : un flacon de 100 comprimés), de sa durée de conservation ainsi que des délais de livraison. De plus, dans le cas d'une unité de stock dont le Barème d'acquisition est plus élevé que 1 (p. ex. : 6 tubes d'onguent), il peut s'avérer inutile de maintenir la quantité maximale en inventaire en tout temps.

Attention

Toutefois, avant le départ d'un navire pour un long voyage, par exemple dans l'Arctique, toutes les unités de stock doivent être maintenues à leurs niveaux maximums.

Les articles mentionnés dans les Barèmes d'acquisition sont regroupés selon la nature de la maladie et comprennent des articles stockés et non stockés.

Pour s'assurer que les fournitures pharmaceutiques et médicales et les articles analogues sont conservés en quantités suffisantes pour répondre aux besoins de la flotte, les Barèmes d'acquisition ont été établis de la façon suivante :

Barème d'acquisition A – Navires ayant à bord un officier de santé.

Barème d'acquisition B – Navires ayant un effectif de dix (10) personnes ou plus, sans officier de santé.

Barème d'acquisition C – Navires ayant un effectif de neuf (9) personnes ou moins.

Les articles contenus dans les Barèmes d'acquisition sont strictement réservés aux membres du personnel du navire et aux passagers officiels, normalement lorsque le navire est en mer. Les fournitures pharmaceutiques, médicales et articles analogues immédiatement disponibles dans le commerce ne seront pas administrés s'il n'y a pas d'urgence médicale ou lorsque le navire est amarré à un quai à proximité d'une pharmacie.

Les articles contenus dans les Barèmes d'acquisition peuvent aussi être utilisés en cas d'urgence et de sauvetage.

Tous les navires participant couramment à des opérations qui nécessitent l'envoi à terre d'équipes de travail devront avoir à bord une trousse de premiers soins d'usage courant de type B ainsi qu'une trousse de poche, conformément au *Code canadien du travail*.

Tous les navires ayant un personnel de plus de dix (10) personnes auront à bord une trousse de premiers soins d'usage courant de type B, comme le stipulent les Barèmes d'acquisition. Cette trousse sera placée à bord du navire dans un endroit bien en vue, si possible, à l'extérieur du poste de premiers soins et du dispensaire, et elle sera identifiée à l'aide de signes bien visibles. Ainsi, le navire possèdera l'équipement nécessaire pour faire face à une urgence interne au cas où les locaux de premiers soins s'avèreraient inaccessibles.

Une trousse portative de réanimation d'urgence, article no 245, permettant d'assurer la mobilité des soins d'urgence a été incluse dans les Barèmes d'acquisition. Dans cette optique, il est essentiel qu'elle soit toujours utilisable et bien garnie. Seul le personnel médical ayant reçu la formation voulue pourra se servir de la trousse de réanimation d'urgence. Cette trousse devrait être conservée si possible dans le dispensaire et devra clairement indiquer « Réservé au personnel qualifié ».

Aucun article ne doit être ajouté aux Barèmes d'acquisition sans l'autorisation préalable de PraxES Emergency Specialists Inc. Comme les Barèmes d'acquisition permettent de répondre à toutes les urgences, les médicaments en vente libre ainsi que les médicaments brevetés ne doivent pas être achetés. Les achats locaux devraient être limités aux articles non stockés. Cependant, si les Barèmes d'acquisition s'avèrent insuffisants en raison d'un voyage prolongé ou d'une augmentation considérable de l'effectif à bord du navire, le directeur des Services opérationnels peut, de concert avec PraxES Emergency Specialists Inc., déterminer quels types de médicaments doivent être obtenus au-delà des prévisions normales, et en quelles quantités.

5 APPROVISIONNEMENT

5.1 Sources d'approvisionnement

Les fournitures pharmaceutiques, médicales et articles analogues indiqués dans les Barèmes d'acquisition peuvent être obtenus auprès des sources d'approvisionnement suivantes :

Articles stockés – formulaire MAS 10462 :

Articles non stockés – formulaire MAS 9200 :

Le Centre de distribution de fournitures médicales à Edmonton ne fournira plus de copies du Catalogue des produits pharmaceutiques, des fournitures médicales et des articles analogues à la Garde côtière canadienne. Veuillez indiquer le coût approximatif par unité, sur le formulaire de demande, en vous fiant au NLFGC 400.00.07, et le coût sera rajusté au besoin par le Centre de distribution de fournitures médicales au moment du traitement.

5.2 Commandes – Généralités

Toutes les commandes doivent clairement indiquer, pour chaque article, le format des ampoules ou des bouteilles et la posologie dans la section « description » de la commande. Par la suite, les commandes dûment vérifiées et signées par le commandant ou l'officier d'approvisionnement/de logistique, lorsque celui-ci fait partie de l'effectif, doivent être acheminées directement au Centre de distribution de fournitures médicales d'Edmonton à condition qu'elles ne comportent aucune substance contrôlée. Pour une expédition rapide, les commandes peuvent être télécopiées.

Toute commande incomplète entraînera invariablement des retards de livraison et pourrait être renvoyée au demandeur pour rectification. Afin d'éviter des retards inutiles, il est essentiel d'observer les procédures de commande d'articles stockés et non stockés.

Il pourrait arriver que des fournitures pharmaceutiques et médicales reçues du Centre de distribution de fournitures médicales doivent être renvoyées. Avant de renvoyer un article, une autorisation du pharmacien responsable doit être reçue, verbalement ou par écrit.

Pour éviter de recevoir des médicaments qui deviendraient périmés au cours d'un voyage prolongé, la date de péremption doit être inscrite dans la section 26 du formulaire MAS10462, ainsi que dans la section « description » du formulaire MAS 9200.

Attention

Toutes les fournitures pharmaceutiques et médicales requises pour constituer le stock selon les quantités indiquées dans le barème d'acquisition **A** devront être commandées au moins six (6) semaines avant le départ du navire, par l'officier d'approvisionnement/de logistique, lorsque ce dernier fait partie de l'effectif, ou par le commandant. Ces fournitures devront être vérifiées, enregistrées et entreposées de façon adéquate dans l'infirmerie avant l'arrivée de l'officier de santé à bord du navire.

5.3 Commandes – Substances contrôlées (stupéfiants et drogues contrôlées)

À seules fins de commande, ces substances ont été identifiées par la lettre **C** dans la colonne « code » des Barèmes d'acquisition. Des commandes distinctes doivent être utilisées pour les substances contrôlées.

Toutes les commandes de substances contrôlées doivent être signées par le commandant du navire et envoyées au surveillant régional en logistique qui enverra toutes les commandes (copie papier originale) de substances contrôlées (stupéfiants et drogues contrôlées) à l'adresse suivante pour les faire approuver :

Modifié mars 2012	PraxES Emergency Specialists inc.
	6030 Almon St
	Halifax, Nova Scotia
	Canada
	B3K 1T8

Les commandes ne portant pas la signature du commandant seront renvoyées.

Conformément à la NLFGC 400.00.07, les surveillants régionaux en logistique ne peuvent télécopier que les **demandes urgentes** à PraxES, au (902) 420-9987. Ils doivent malgré tout envoyer par la suite l'original en version papier. Comme le prévoit la *Loi réglementant certaines drogues et autres substances*, PraxES doit envoyer la demande originale au Centre de distribution de fournitures médicales à Edmonton.

S'il arrivait qu'une substance contrôlée soit absente d'un envoi du Centre de distribution de fournitures médicales d'Edmonton ou soit reçue endommagée, il faudrait en aviser immédiatement le pharmacien responsable. Les substances contrôlées endommagées devraient être mises en quarantaine en attendant l'autorisation de les détruire de la Stratégie canadienne antidrogue et du Programme des substances contrôlées, Bureau des substances contrôlées, Division de la conformité, du contrôle et de la liaison, Santé Canada.

Une copie des commandes en suspens et des bons de livraison sera conservée dans les dossiers, dans le bureau du navire, par l'officier de logistique/d'approvisionnement, lorsque ce dernier fait partie de l'effectif, sinon par un autre membre de l'effectif du navire désigné par le commandant.

6 TENUE DE REGISTRES

Toutes les fournitures pharmaceutiques, médicales et articles analogues doivent être enregistrés, au moment de leur réception, dans un système de gestion des stocks. Un registre distinct des substances contrôlées doit être tenu, comme il est indiqué ci-dessous.

7 GARDE, CONTRÔLE ET ADMINISTRATION DES SUBSTANCES CONTRÔLÉES

Les substances contrôlées doivent être mises sous clé (serrure à double-tour) ou préférablement dans un coffre-fort.

La *Loi réglementant certaines drogues et autres substances* et la *Loi sur les aliments et drogues* exigent la tenue d'un registre pour contrôler les substances reçues et administrées. Ce registre doit être gardé à bord du navire pour une période de cinq (5) ans après la dernière entrée. On trouvera à l'annexe B de cette norme une copie du formulaire du registre. Ce formulaire doit être photocopié ou reproduit de façon électronique, au besoin. Ces copies doivent être placées dans un dossier intitulé *Registre des stupéfiants et des substances contrôlées*, ci-après appelé registre.

Les substances contrôlées et les documents connexes peuvent faire l'objet d'inspections et de vérifications par Santé Canada et ils doivent être mis à la disposition du vérificateur désigné par Santé Canada sur demande.

Les substances contrôlées sont sous la surveillance du commandant du navire et doivent être administrées seulement selon les directives d'un médecin présent à bord ou transmises par radiocommunication. Le nom, l'adresse et le numéro d'autorisation du médecin contacté doivent être indiqués dans le registre, à la suite des signatures du commandant et d'un témoin. Le nom du patient et sa signature, s'il est en état de signer, doivent aussi figurer dans le registre.

Le commandant doit déléguer la garde, le contrôle et l'administration de substances contrôlées à l'officier de santé, lorsque ce dernier fait partie de l'effectif. En cas d'urgence, l'officier de santé peut administrer des substances contrôlées sans l'autorisation préalable d'un médecin. Normalement, l'officier de santé doit consulter un médecin, par radiocommunication, avant d'administrer une substance contrôlée. La façon de procéder doit être conforme à celle prévue dans le document conçu pour le personnel infirmier du navire et intitulé : *Lignes directrices cliniques et étendue de la pratique*.

Attention

Au retour d'une mission ayant nécessité le recrutement d'un officier de santé, les substances contrôlées qui dépassent celles prévues par le barème d'acquisition **B** doivent être conservées à bord, sous la garde du commandant. Ces substances excédentaires ne seront enlevées du navire que s'il est établi que celui-ci ne participera pas dans l'immédiat ou à un moment donné à une mission qui nécessiterait le recrutement d'un officier de santé. Ces substances excédentaires seront remises au surveillant régional en logistique qui en assurera la garde, le transfert ou la destruction, selon la mesure qui convient le mieux.

8 SIGNALLEMENT DE LA PERTE DE SUBSTANCES CONTRÔLÉES

Conformément à la politique de la *Loi réglementant certaines drogues et autres substances* et la *Loi sur les aliments et drogues*, le commandant doit déclarer, par écrit, la perte ou le vol présumé de substances contrôlées au Bureau des substances contrôlées de Santé Canada (voir annexe C), dans les dix (10) jours suivant la découverte de l'incident. Le cas échéant, une inscription doit être faite dans le registre, accompagnée de la documentation pertinente en vue d'un suivi.

Lors d'une opération en région éloignée, le commandant doit déclarer, par écrit, la perte, le vol ou le vol présumé de substances contrôlées au détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Une copie de ce rapport doit être envoyée au Bureau des substances contrôlées de Santé Canada, dès que les circonstances le permettent. Une inscription doit être faite dans le registre, accompagnée de la documentation pertinente, en vue d'un suivi.

9 MARCHE À SUIVRE POUR DÉTRUIRE LES SUBSTANCES CONTRÔLÉES

Lorsque les substances contrôlées sont contaminées ou périmées, le commandant doit demander l'autorisation de les détruire au Bureau des substances contrôlées de Santé Canada (voir annexe C). Le commandant doit dresser la liste des substances contrôlées à détruire, en précisant pour chaque substance le nom, la force, la forme posologique et la quantité. Le commandant devrait toujours conserver une copie de cette liste.

Remarque : Le délai d'obtention d'une autorisation peut être de plusieurs semaines.

Dès que le commandant reçoit l'autorisation, il doit, dans un délai de 60 jours, détruire les substances contrôlées en présence d'un témoin. Les substances contrôlées détruites doivent être rayées du registre, et la destruction doit être attestée par deux (2) signatures. La liste et l'autorisation doivent être conservés, de même que le registre.

Voici la marche à suivre pour détruire les substances contrôlées :

Des dispositions doivent être prises avec une pharmacie locale ou une entreprise autorisée à détruire les produits chimiques, en vue de l'élimination et de la destruction des substances contrôlées. La pharmacie ou l'entreprise doit fournir au navire, ou au représentant de la Garde côtière, un certificat attestant la réception ou la destruction finale. Ce certificat et la documentation pertinente doivent être conservés, de même que le registre.

Si cette méthode privilégiée n'est pas pratique, les substances contrôlées peuvent aussi être détruites dans l'incinérateur du navire, en présence de témoins. Les substances détruites doivent ensuite être rayées du registre avec deux signatures attestant la destruction.

En dernière analyse, la GCC est entièrement responsable de la destruction de ses substances contrôlées, et elle doit s'assurer que les entreprises de destruction à qui elle confie cette tâche s'en acquittent de façon à protéger l'environnement et la santé publique. La GCC gagnerait à s'informer des méthodes de destruction de ces entreprises avant d'attribuer un contrat.

10 GARDE, CONTRÔLE ET ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS PRESCRITS ET NON PRESCRITS, DES FOURNITURES MÉDICALES ET DES ARTICLES ANALOGUES

Au moment de leur réception à bord, les médicaments prescrits et non prescrits, les fournitures médicales et les articles analogues doivent être placés sous la garde et le contrôle de l'officier de logistique/d'approvisionnement, lorsque ce dernier fait partie de l'effectif, sinon d'un membre de l'effectif du navire désigné par le commandant.

Les instructions de base concernant l'emploi de médicaments prescrits et non prescrits, de fournitures médicales et d'articles analogues approuvés pour distribution sur les navires de la GCC sont données à l'annexe A de cette norme. Ces instructions visent surtout à aider le personnel non médical à intervenir auprès de personnes ayant besoin de soins médicaux, en l'absence d'un officier de santé. Les instructions relatives à certains produits pharmaceutiques comprennent des signes d'avertissement qui doivent être surveillés très attentivement.

Comme les substances contrôlées, les médicaments prescrits doivent être administrés selon les directives d'un médecin présent à bord ou transmises par radiocommunication. Les médicaments non prescrits, entre autres l'acétaminophène, peuvent être administrés sans autorisation médicale. Pour les navires ayant à bord un officier de santé, la marche à suivre doit être conforme à celle prévue dans le document conçu pour le personnel infirmier du navire et intitulé : *Lignes directrices cliniques et étendue de la pratique*.

Le système de classification des médicaments à l'intention des infirmières utilisé dans les *Lignes directrices cliniques et étendue de la pratique* a été intégré au Barème de distribution, sous la rubrique « Code inf. » et peut être interprété de la manière suivante :

Les **médicaments de classe A** sont ceux qu'une infirmière est autorisée à prescrire de son propre chef.

Les **médicaments de classe B** sont ceux que seul un médecin peut prescrire.

Les **médicaments de classe C** sont ceux qu'une infirmière peut prescrire pour un cycle de traitement seulement.

Les **médicaments de classe D** sont ceux dont une infirmière ne peut administrer qu'une seule dose, dans une situation d'urgence; toute dose subséquente doit être autorisée par un médecin.

Attention

Avant d'administrer tout médicament, une attention spéciale devra être portée aux dates de péremption. Cette remarque vaut surtout pour les médicaments intramusculaires et intraveineux, les solutions et les gouttes ophtalmiques qui pourraient être dangereux pour la santé s'ils étaient périmés.

Le calibrage du matériel diagnostique, tel que le demandent les fabricants, doit se faire avant toute opération dans l'Arctique, ou dans le cas des navires qui ne participent pas à des opérations dans l'Arctique, une fois l'an ou selon les recommandations du fabricant.

Au retour d'une mission ayant nécessité le recrutement d'un officier de santé, les substances contrôlées qui dépassent celles prévues par le barème d'acquisition **B** doivent être conservées à bord, sous la garde du commandant. Ces substances excédentaires ne seront enlevées du navire que s'il est établi que celui-ci ne participera pas dans l'immédiat ou à un moment donné à une mission qui nécessiterait le recrutement d'un officier de santé. Ces substances excédentaires seront remises au surveillant régional en logistique qui en assurera la garde, le transfert ou la destruction, selon la mesure qui convient le mieux.

11 REGISTRE DE TRAITEMENT DU SECOURISTE

Le secouriste doit utiliser le *Registre de traitement du secouriste*, numéro de nomenclature 7350-21-852-9254 (tel que mentionné aux appendices 3 et 4), pour y inscrire les renseignements sur les maladies ou blessures de toute personne traitée.

Les renseignements sur les cas de maladie peuvent aider le médecin à poser un diagnostic, lorsque le patient ne répond pas au traitement. Les renseignements sur les accidents et les blessures peuvent aussi servir à la présentation de demandes d'indemnisation auprès de la Commission des accidents du travail.

L'officier de santé ne doit noter dans le *Registre de traitement du secouriste* que les blessures ou maladies ou accidents professionnels.

12 DEMANDE D'AIDE MÉDICALE

Lorsque qu'une aide médicale est requise, le commandant transmettra un message « radiomédical » à la station radio de la GCC la plus rapprochée ou la plus accessible. Cette dernière établira le contact avec un centre médical.

Les procédures de demande d'avis « radiomédical » sont les suivantes :

- a. Lorsqu'une évacuation est jugée nécessaire, il y a lieu de contacter le centre médical où le patient sera dirigé, si on le connaît, pour obtenir des conseils médicaux et l'aviser de l'heure approximative d'arrivée du patient. Tous les détails doivent être notés dans le *Registre de traitement du secouriste* ou dans le dossier personnel du patient, suivant le cas.
- b. Les demandes d'aide médicale doivent si possible être formulées dans un langage simple. Les messages doivent être rédigés conformément aux « Instructions concernant la consultation médicale par radio en langage clair » décrites à l'annexe D de cette NLFGC.

- c. Dans les cas de maladie, où l'avis d'un médecin doit être obtenu et que le patient a des antécédents médicaux, il y a lieu de tenter de communiquer directement avec le médecin de famille du patient avant de s'adresser au Centre médical de la Région.
- d. Lorsqu'un officier de santé est présent, il doit suivre les instructions du guide d'orientation.

13 FORMATION EN SECOURISME

On a prévu à bord une grande variété de fournitures médicales et d'équipement, énumérés dans les Barèmes d'acquisition, pour faire en sorte que les personnes qui tombent malades ou se blessent reçoivent les soins médicaux appropriés, qu'ils soient assurés par l'officier de santé du navire ou par toute autre personne dûment formée.

Sur les navires qui ne comptent pas d'officier de santé, il est extrêmement important qu'un nombre suffisant d'officiers et de membres de l'équipage aient reçu une formation en premiers soins conforme aux normes du Certificat général de secouriste émis par l'Ambulance Saint-Jean, ou l'équivalent. Cette formation fait normalement partie intégrante de la formation rattachée aux fonctions d'urgence en mer (FUM), niveau C.

De plus, les commandants devront veiller à ce qu'au moins deux (2) membres de l'équipage de chaque navire possèdent un Certificat avancé de secourisme valide émis par l'Ambulance Saint-Jean, ou l'équivalent, et soient capables d'assumer les fonctions médicales en l'absence de l'officier de santé de navire. Une telle mesure est particulièrement importante pour les navires qui participent à des opérations dans le Nord et à des opérations de recherche et sauvetage.

14 PUBLICATIONS – MANUELS ET MATÉRIEL D'INSTRUCTION

Les manuels d'instructions et de référence approuvés pour utilisation à bord des navires de la GCC sont énumérés dans les Barèmes d'acquisition à l'annexe A de cette NLFGC.

Afin de satisfaire aux exigences de la *Loi sur les langues officielles*, il est recommandé qu'un exemplaire anglais et un exemplaire français de ces publications soient gardés à bord des navires de la GCC, conformément aux Barèmes d'acquisition.

15 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Les demandes de renseignements concernant la présente norme devraient être acheminées à InfoPol@dfo-mpo.gc.ca.

Fournitures pharmaceutiques, médicales et articles analogues



ANNEXE A – BARÈME D’ACQUISITION

CONTENU

ANNEXE A – BARÈME D’ACQUISITION	1
LÉGENDE	2
UNITÉ DE DISTRIBUTION	2
TROUSSE D’INTERVENTION DE L’OFFICIER DE SANTÉ	3
TROUSSE D’INTERVENTION DU SPÉCIALISTE EN SAUVETAGE	3
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET BIOLOGIQUES.....	5
Allergies	5
Infections bactériennes.....	5
Infections fongiques.....	8
Intestins.....	9
Yeux.....	10
Oreilles.....	11
Cœur.....	12
Divers.....	16
Intoxications.....	19
Médicaments contre la douleur.....	20
Troubles respiratoires.....	23
Nausée et vomissement.....	26
Sédatifs et somnifères.....	27
Estomac.....	28
Cheveux.....	30
Peau.....	30
PANSEMENTS, SOINS DES PLAIES ET MATÉRIEL DE SUTURE	31
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI).....	38
GESTION DES VOIES RESPIRATOIRES ET MATÉRIAUX D’OXYGÈNE	50
MUSCULO-SQUELETTIQUE ET MATÉRIAUX D’IMMOBILISATION	54
INSTRUMENTS.....	60
OUVRAGES MÉDICAUX.....	63
APPENDICE 1 TROUSSE MÉDICALE DE RÉANIMATION D’URGENCE NO 1	65
APPENDICE 2 TROUSSE MÉDICALE DE RÉANIMATION D’URGENCE NO 2	66
APPENDICE 3 TROUSSE DE PREMIERS SOINS À USAGE GÉNÉRAL – TYPE A.....	67
APPENDICE 4 TROUSSE DE PREMIERS SOINS À USAGE GÉNÉRAL – TYPE B.....	68
INDEX	69

LÉGENDE

Code d'instruction et d'acquisition		
O	En vente libre	Peuvent être réquisitionnés directement à une pharmacie locale.
P	Sur ordonnance	Médicaments qui nécessitent une prescription pour être achetés
C	Substances contrôlées	Doivent être réquisitionnés séparément et envoyés à PRAXES pour prescription médicale et signature. Formulaire de chaîne de possession doit être signé et retourner à PRAXES dès réception DOIVENT ÊTRE RANGÉES DANS UN COFFRE À DOUBLE SERRURE DÈS RÉCEPTION
H	Officier de Santé	Items directement fournis par le programme des Officiers de Santé jusqu'à nouvel ordre

Unité de distribution					
BG	Sac	FT	Pied	SE	Jeu
BT	Bouteille	KT	Trousse	SL	Bobine
BX	Boite	PK	Paquet	TU	Tube
CN	Bidon	PR	Paire	VI	Fiole
EA	Chaque	RL	Rouleau		

Barème d'acquisition	
A	Navires ayant à bord un officier de santé.
B	Navires ayant un effectif de 10 personnes ou plus, sans officier de santé.
C	Navires ayant un effectif de 9 personnes ou moins, sans officier de santé.
D	Navires de patrouille semi-hauturiers (NPSH) ayant un effectif de neuf (9) personnes ou plus, sans officier de santé.

Code d'administration : indique la préparation pour l'administration des médicaments	
Infirmier/ère	
A	Médicaments pouvant être donnés par l'infirmier/ère de façon indépendante.
B	Médicaments ne pouvant être donnés que sur ordre du médecin.
C	Médicaments pouvant être donnés par l'infirmier/ère pour une seule série de traitements.
D	Médicaments dont une dose unique peut être administrée par l'infirmier/ère en cas d'urgence sans l'ordre du médecin. Le médecin doit être informé de la situation et les doses subséquentes doivent être autorisées par un médecin.

Spécialiste en sauvetage	
X	Médicament sans ordonnance : le spécialiste en sauvetage peut y accéder conformément aux protocoles des spécialistes en sauvetage.
Y	Médicament sans ordonnance ou sur ordonnance : le spécialiste en sauvetage peut y accéder conformément aux protocoles des spécialistes en sauvetage; il est recommandé de prendre l'avis d'un médecin.
Z	Médicaments sur prescription ou contrôlés : le spécialiste en sauvetage peut y accéder sur ordre médical.
N/A	Médicament ou article destiné à être utilisé par l'officier de santé

Procédures de désinfection pour instruments chirurgicaux	
1	Après l'utilisation des instruments, allouer un minimum de 30 minutes de trempage dans la solution non diluée de désinfectant (Accel).
2	Retirer et rincer avec de l'eau stérile. Assécher.
3	Placer les instruments dans un sac à stérilisation. Ne pas oublier d'inscrire la date sur le sac. Si la cuisine du navire possède un four autoclave (cuiseur à vapeur), placer vos sacs le côté plastifié face en bas et débiter la stérilisation dans l'autoclave pour 30 minutes ou jusqu'à ce que l'indicateur sur votre sac change de couleur.
4	Si votre sac n'est pas utilisé dans les 6 mois à venir, recommencer la procédure à partir de l'étape 1.

Trousse d'intervention de l'officier de santé
Sur les navires ayant une échelle d'acquisition de type A, sur lesquels se trouve un officier de santé , une trousse d'intervention d'urgence sera préparée pour permettre à l'officier de santé d'intervenir rapidement en cas d'urgence hors site. Les médicaments pour cette trousse d'intervention sont énumérés dans la présente annexe et précisés dans le champ de « Description », en plus d'être surlignés en vert. La trousse d'intervention est fournie par le Programme des officiers de santé.

Trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage
Sur les navires transportant un spécialiste en sauvetage, une trousse d'intervention médical sera créée pour permettre au spécialiste en sauvetage d'intervenir rapidement en cas d'urgence hors site. Les médicaments, les produits biologiques et les fournitures médicales de la « trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage » décrite dans la présente annexe doivent être entreposés dans la « Trousse standard d'intervention du spécialiste en sauvetage » décrite à l'annexe B2 de l'Ordonnance des Opérations de la Garde côtière (OOGC) 207 afin que les spécialistes de sauvetage puissent y accéder facilement et sans obstruction. La boîte pour abriter ces médicaments sera fournie en vertu de l'ordonnance OOGC 207.

Code de couleurs	
Surligné en jaune	Nouvel article sur cette ligne
Texte rouge	Article changé
Surligné en vert	Article inclus dans la trousse d'intervention de l'officier de la santé
Surligné en bleu	Article inclus dans la trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage

****Les prix estimés** sont inclus dans la première colonne « Prix approximatifs » afin de donner une idée du prix lors de la passation d'une commande. ******

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
							Produits pharmaceutiques et biologiques			
Allergies										
37,81 \$	O	EA	10	10	0	10	Chlorhydrate de diphenhydramine, injectable (Benadryl) 50 mg /fiole de 1 ml	A	Z	Antihistaminique, antispasmodique et antiémétique. Pour les cas spécifiques ou présumés de réactions allergiques.
7,88 \$	O	EA	100	100	0	100	Chlorhydrate de diphenhydramine, capsules (Benadryl) 25 mg/capsule	A	X	Antihistaminique, antispasmodique et antiémétique. Pour les cas spécifiques ou présumés de réactions allergiques. Pour le traitement symptomatique du prurit. Peut-être indiqué comme somnifère.
Infections bactériennes										
4,58 \$	P	EA	100	100	0	0	Cephalexin (Keflex) 500 mg/comprimé	A	Z	Antibiotique utilisé pour traiter les infections bactériennes comme les infections des voies urinaires et les infections des os, des oreilles et de la peau
15,01 \$	P	EA	100	100	0	0	Ciprofloxacine, (Cipro) 500 mg/comprimé	B	Z	Antibiotique. Traitement de deuxième intention pour les infections urinaires. Peut-être indiqué pour certaines infections gastro-intestinales. Sous la direction d'un médecin.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
67,45 \$	P	EA	100	100	0	0	Amoxicilline + Clavunolate (Clavulin) 875-125 mg/comprimé	A	Z	Antibiotiques pour les infections respiratoires d'origine bactérienne présumées. ****Ne pas administrer en cas d'allergie à la pénicilline***
40,00 \$/100 co	P	EA	200	100	0	0	Clindamycine HCL (Dalacin C) 150 mg/capsule	B	Z	Agent bactériostatique utilisé pour les cas spécifiques ou présumés d'atteinte inflammatoire pelvienne, cellulite, endocardite bactérienne, infection de la peau, ostéomyélite, péritonite, pneumonie à <i>pneumocystis</i> .
310,00 \$/10 sacs	P	BG	10	0	0	0	Clindamycin injectable (Dalacin C Phosphate), i (IV/IM) Petit sac de 600 mg/50 ml	B	N/A	I/V Agent bactériostatique utilisé pour les cas spécifiques ou présumés d'atteinte inflammatoire pelvienne, cellulite, endocardite bactérienne, infection de la peau, tissus, morsure de chat, ostéomyélite, péritonite, pneumonie à <i>pneumocystis</i> et septicémie.
5,90 \$	P	EA	100	100	0	0	Sulfamethoxazole et triméthoprim (Trimel DS, Septra DS) 800-160 mg.comprimé.	A	Z	Antibiotique pour infections du tractus urinaire et certaines infections respiratoires ou gastro-intestinales. 1 comprimé aux 12 heures. Augmenter l'apport liquidien. Ne pas utiliser cette médication si allergie aux sulfamides.
176,00 \$/10 fioles	P	VI	10	0	0	0	Cefoxitin sodium injectable (Mefoxin) 1g fiole	B	N/A	Antibiotique intraveineux
20,97 \$/fiole	P	VI	10	4	0	0	Ceftriaxone injectable (Rocephin) 1 g/fiole	B	Z	Antibiotique intraveineux ou intramusculaire.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
9,87 \$	P	EA	100	100	0	0	Pénicilline V potassique, (Pen V, 300) 300 mg/comprimé (480 000 unités) de phénoxyéthyl-pénicilline. Comprimés sécables	A	Z	Antibiotique pour les infections dentaires et certaines infections des tissus mous. Prendre 1 dose 2 à 4 fois par jour. Sans égard aux repas. *** Ne pas administrer en cas d'allergie à la pénicilline***
73,14 \$ (100 capsules) 18,59 \$ (100 comprimés)	P	EA	100	100	0	0	Hyclate de doxycycline (vibramycine) 100 mg/comprimé	A	Z	Antibiotique. Infections des voies respiratoires et de la peau. Maladie de Lyme Prendre 1 dose 2 fois par jour – déjeuner et souper. Ne pas prendre au coucher. Prendre avec beaucoup d'eau afin de réduire le risque d'œsophagite et d'ulcérations œsophagienne. Prendre en mangeant diminue l'irritation.
50,00 \$/20 co	P	EA	40	20	0	0	Levofloxacin (Levaquin) 500 mg/comprimé	B	Z	Excellent choix pour le traitement des infections respiratoires et urinaires. Sous prescription médicale uniquement
114,73 \$	P	EA	100	100	0	0	Valacyclovir (Valtrex) Comprimés de 500 mg	B	Z	Antiviral contre l'herpès simplex primaire. Bucal ou génital. Aussi pour minimiser l'effet du Zona.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
121,25 \$	P	EA	5	0	0	0	Anatoxines tétanique et diphtériques et antigènes purifiés de Bordetella pertussis Fiole de 0,5 ml Boîte de 5 ***Entreposer à une température variante entre 2 et 8 °C. - Vaccin*** À être commandé séparément (sera envoyé sur glace dans une boîte et doit être réfrigéré immédiatement à l'arrivée sur le navire) Selon la disponibilité, peut-être : D2T5, Boostrix, Adacel+	A	N/A	Primo-vaccination contre le tétanos. Prendre toutes les précautions connues pour la prévention des réactions allergiques ou de tout effet indésirable. Avoir à portée de la main épinéphrine (solution 1 : 1000), seringue et aiguille. Voir le Guide canadien d'immunisation. Prophylaxie antitétanique. ***un registre de température doit être conservé pendant 5 ans
15,00 \$/100 co	P	EA	100	30	0	0	Metronidazole (Flagyl) 250 mg/comprimé	A	Z	Antibiotique pour les infections orales et certaines infections vaginales ou gastro-intestinales. Ne pas utiliser avec de l'alcool.
35,00 \$/6 sacs	P	BG	6	0	0	0	Metronidazole injectable (Flagyl) 5 mg/ml sac de 100 ml	B	N/A	Antibiotique I/V à utiliser lors de suspicion d'infection intra-abdominale due à une rupture intestinale ou rupture d'appendice. 500 mg aux 8 heures max: 4g/jour.
30,80 \$	P	EA	100	100	0	0	Azithromycine (Zithromax) 250 mg/comprimé	B	Z	Antibiotique recommandée pour soigner les infections des poumons et de la peau.
Infections fongiques										
9,95 \$/tube	O	TU	4	2	0	0	Clotrimazole 1% (Canesten), clotrimaderm) 20g/tube	A	Y	Crème topique pour le traitement des infections fongiques.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
25,43 \$/paquet	O	PK	3	1	0	0	Nitrate de miconazole, trousse de traitement antifongique (Monistat 3 Duopak) 400 mg/ovule vaginale +1,5 g/tube	A	Y	Traitement intra-vaginal de 3 jours pour suspicion d'infection à levures. Applicateur vaginal inclus.
17,95 \$/co	O	PK	4	2	0	0	Fluconazole (Diflucan) 150mg/capsule	A	Z	Guide thérapeutique: 1 dose de 150 mg x 1 est normalement efficace. Attention : contre-indiqué chez les femmes enceintes.
Intestins										
11,89 \$	O	EA	24	24	0	0	Chlorhydrate de loperamide (Imodium) 2 mg/comprimé	A	X	Traitement d'appoint des symptômes de la diarrhée aiguë non spécifique. Ne jamais donner ce médicament s'il y a présence de sang ou de mucus dans les selles. Dosage maximal de 16 mg/jour.
31,65 \$/tube	O	TU	3	1	0	0	Onguent hémorroïdal (Anugesic-HC) 1 % de chlorhydrate de pramoxine, 0,5 % d'acétate d'hydrocortisone, 10,75 % de sulfate de zinc. Application par voie rectale et usage topique. 15 g/tube avec applicateur	A	X	Appliquer après les selles deux fois par jour, le matin et le soir, tel qu'indiqué sur la brochure/dépliant.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
6,90 \$/bouteille	O	BT	2	1	0	0	Phosphate de sodium, lavement (Fleet) Chaque ml contient 160 mg biphosphate de sodium et 60 mg de phosphate de sodium. Bouteille en plastique jetable de 130 ml	A	X	À utiliser comme lavement (lavement Fleet) en cas de constipation. Mode d'emploi sur la bouteille. Pour de meilleurs résultats, placer le patient sur le côté gauche. Insérer l'embout dans le rectum et injecter le liquide lentement. Le patient doit retenir le lavement pendant au moins 10 minutes, si possible.
3,80 \$/20 co	O	EA	60	20	0	0	Senosides/Docusate Sodium (Senokot-S) 8.6 mg/50 mg	A	X	Pour Constipation, 1-2 comprimés par jour. Augmenter l'hydratation.
238,75 \$/boîte	O	BX	1	0	0	0	Hémoccult Sensa test 100 tests/boîte	A	N/A	Pour confirmer la présence de sang dans les selles.
Yeux										
29,50 \$/tube	P	TU	6	1	0	0	Érythromycine 0,5%, onguent ophtalmique (Ilotycin) Chaque gramme contient 5 mg d'érythromycine dans une base d'huile minérale et de paraffine blanche. 3,5 g/tube	A	Z	Infection superficielle de l'œil d'origine bactérienne. Appliquer directement la pommade sur la région atteinte, aux 2 à 4 heures.
21,16 \$/bouteille	O	BT	4	1	0	0	Pink Eye gouttes Antibiotique ophtalmique (Polysporin ou générique équivalent) 10 ml/bouteille	A	Z	Traitement des conjonctivites. Pour les patients qui préfèrent les gouttes v/s l'onguent ophtalmique.
21,00 \$/bouteille	P	TU	3	1	0	0	Ciloxan 0,3 % 5 ml/bouteille	A	Z	Traitement des ulcères de la cornée.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
12,99 \$/bouteille	O	BT	12	2	0	2	Lubrifiant ophtalmique gouttes (larme naturelle) 15 ml/bouteille	A	X	Larme naturelle, utilisée pour les yeux secs.
75,95 \$/boîte	P	BX	1	0	0	0	Fluorescéine sodique, 2.0% p/v, gouttes ophtalmique Minims Boîte de 20 x 0,3 ml ampoules. Si le produit n'est pas disponible en gouttes, la fluorescéine sodique ophtalmique en bandes de papier peut être commandée (p. ex. : Flu Strips, BioGlo, GloStrips, etc.).	A	N/A	Facilite le diagnostic d'une lésion cornéenne présumée et la détection de corps étrangers sur la cornée. Utiliser 1 goutte de Fluorescéine après avoir utilisé la Tétracaïne HCL afin d'aider à visualiser un corps étrangé ou une abrasion cornéenne avec la lampe de Wood.
78,65 \$/boîte	P	BX	1	0	0	0	Minims Tetracaine HCL 0.5 % Boîte de 20 x 0,3 ml	C	N/A	Anesthésique topique. Pour déloger un corps étranger de l'œil. Pour anesthésier l'œil, déposer 1 ou 2 gouttes avant d'enlever un corps étranger ou des points de suture. Ne pas utiliser pour le traitement symptomatique de la douleur oculaire.
Oreilles										
24,03 \$/bouteille	P	BT	3	1	0	0	Ciprodex 0,3 % Ciprofloxacin 0,3 % + dexamethasone 0,1 %. Application sur l'oreille. Flacon de 7,5 ml	A	Z	Antibiotique + corticostéroïdes. Pour les otites externes et autres affections inflammatoires et séborrhéiques de l'oreille externe *** Ne pas utiliser dans les yeux.**

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
1,06 \$	O	BT	1	1	0	0	Peroxyde d'hydrogène 3% (10vol) 225 ml/bouteille	A	X	Pour prévenir la céruminose: 1 ou 2 fois par semaine, instiller 3 gouttes d'une solution 1:1 de peroxyde d'hydrogène et d'eau dans chaque oreille pour diminuer la probabilité d'impaction. À utiliser seulement si la membrane tympanique est intacte.
3,50 \$/bouteille	O	BT	2	1	0	0	Huile minéral lourde 30 ml/bouteille	A	X	Pour prévenir la céruminose et diminuer la probabilité d'impaction. 1 ou 2 gouttes d'huile 1 ou 2 fois par semaine aidera à garder la cire molle. Utiliser seulement si la membrane tympanique est intacte. À utiliser aussi pour ramollir le cérumen : quelques gouttes d'huile minérale légèrement réchauffée avant d'essayer d'irriguer l'oreille ou de retirer le cérumen avec une curette.
Cœur										
431,30 \$/5 fioles	P	VI	5	0	0	0	Chlorhydrate d'amiodarone (Cordarone) 50 mg/ml 3 ml fiole ou seringues pré remplies Trousse d'intervention de l'officier de santé (5)	D	N/A	Pour le traitement des arythmies : dose initiale de 300 mg, puis 150 mg. Ventriculaire tachycardie ou fibrillation ventriculaires sans pous : 300 mg non dilué ou dilué dans 20 à 30 ml D5% en bolus IV rapide ou par injection intra-osseuse. Une dose supplémentaire de 150 mg peut être administrée si nécessaire.
394,85 \$/5 fioles	P	VI	5	0	0	0	Adénosine 3 mg/ml Fiole de 2 ml ou seringues pré remplies	B	N/A	Traitement de d'arythmie.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
	O	EA	10	0	0	0	Thiamine 250 mg comprimé	B	N/A	Pour le traitement alcoolisme chronique et de carence vitaminique.
13,50 \$/2 fioles	O	VI	2	0	0	0	Thiamine 100 mg/ml 1 ml fiole	B	N/A	Pour le traitement alcoolisme chronique et de carence vitaminique. Administration IV : diluer dans 100 ml de NS ou D5W et administrer en 30 minutes. DES RÉACTIONS GRAVES PEUVENT SURVENIR.
27,57 \$/pulvérisateur	O	CN	3	2	1	1	Nitroglycérine, pulvérisateur Chaque dose graduée contient 0,4 mg de nitroglycérine. (Nitrolingual, pulvérisateur) Contenant de 200 doses Trousse d'intervention de l'officier de santé (1) Trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage (1) Stocké dans le contenant et la boîte d'origine	D	Z	Pour le soulagement des douleurs rétro-sternales qui peuvent être d'origine cardiaque. 1 pulvérisation aux 5 minutes x 3, si TA systolique ≥ à 100. Voir le protocole : NTG, Repos, Oxygène, ECG, Accès IV. Contacter médecin pour soutien, RX et MEDEVAC si IM suspecté.
	P	EA	20	20	0	0	Acide Tranexamique (Cyclokapron) 500 mg comprimé	B	Z	Agent Antifibrinolytique: Traitement ou prévention des hémorragies excessives dû à un traumatisme, hémorragie post-partum (avortement spontané), chirurgie générale, chirurgie dentaire, épistaxis, hémorragie gastrique menstruations abondantes etc. ***Remplace la vitamine K

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
129,52 \$/2 fioles	P	VI	2	0	0	0	Tranexamic acid injectable (Cyclokapron) 100 mg/ml 10 ml/vial	B	N/A	Agent Antifibrinolytique: Traitement ou prévention des hémorragies excessives dû à un traumatisme, hémorragie post-partum (avortement spontané), chirurgie générale, chirurgie dentaire, épistaxis, hémorragie gastrique menstruations abondantes etc. ***Remplace la vitamine K
23,15 \$/5 fioles	P	EA	5	0	0	0	Sulphate d'atropine 0,6 mg/ml 1 ml/fiole Trousse d'intervention de l'officier de santé (5)	D	N/A	Utiliser en cas de bradyarythmie symptomatique ou dans le cadre d'un protocole de réanimation cardio-respiratoire. 0,6 mg par voie IV toute les 3 à 5 minutes au besoin. Ne pas dépasser la dose totale de 0,04 mg/kg (total : 3 mg).
11,00 \$/100 comprimés	O	EA	100	20	20	20	Acide acétylsalicylique 80 mg, à croquer 80 mg/comprimé	A	X	Antiagrégant plaquettaire. 2 à 4 comprimés (160-320 mg) à croquer en cas de douleur thoracique aiguë d'origine cardiaque possible, administrés immédiatement avant toute autre évaluation. Éviter si le patient a des antécédents d'allergie à l'aspirine.
3 800,00 \$	P	EA	1	0	0	0	Tenecteplase (TNKase) Kit prêt à porter 50 mg/fiole	B	N/A	Agent thrombolytique à utiliser dans la réduction de la mortalité associée à l'infarctus aigu du myocarde. Suivez le protocole de thrombolyse PRAXES

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
358,98 \$/3 fioles	P	VI	3	0	0	0	Énoxaparine sodique (Lovenox) 100 mg/ml 3 ml/fiole	B	N/A	Héparine de faible poids moléculaire Pour le traitement des cas suspects de thrombose veineuse profonde, d'embolie pulmonaire ou comme adjuvant dans les cas suspects d'insuffisance coronarienne aiguë. 1 mg/kg deux fois par jour ou 1,5 mg/kg une fois par jour sur ordonnance du médecin. Consulter le protocole de thrombolyse de PRAXES si l'on soupçonne un syndrome prémonitoire d'infarctus
64,75 \$/5 fioles	P	EA	5	0	0	0	Tartrate de métoprolol, injection (Lopressor) 1 mg/ml fiole de 5 ml	B	N/A	Bêta-bloquant. Traitement d'appoint des cas suspects d'infarctus du myocarde lorsque la tension artérielle systolique est supérieure à 105 mm Hg, et le pouls supérieur à 60 battements/minute. Ne pas administrer si le patient a des antécédents d'asthme ou de BPCO.
3,17 \$	P	EA	100	100	0	0	Tartrate de métoprolol, comprimés (Lopressor) 25 mg/comprimé.	B	Z	Bêta-bloquant, antihypertensif ou traitement de l'angine de poitrine.
14,00 \$/100 comprimés	P	EA	100	0	0	0	Ramipril (Altace) 5 mg/capsules	B	N/A	Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA ou ACE en anglais): Antihypertenseur
92,64 \$/28 comprimés	P	EA	20	20	0	0	Bisulfate de clopidogrel (Plavix) 75 mg/comprimé	B	Z	Pour le traitement de problèmes coronariens (angine instable / Non-STEMI ou STEMI) 300 mg/dose Sur avis médical

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
297,50 \$/5 seringues	P	EA	5	0	0	0	Lidocaine 2% (Xylocard) 100 mg/5 ml Seringues pré remplies Trousse d'intervention de l'officier de santé (3)	D	N/A	Lidocaine cardiaque Anti-arythmique utilisé en 2 ^e ligne d'intervention dans l'ACLS si le traitement à l'Amiodarone est inefficace. À utiliser comme analgésique lors de l'insertion d'un cathéter intra-osseux pour éviter la douleur si le patient est conscient.
11,52 \$/4 fioles	P	VI	4	0	0	0	Furosémide, injection (Lasix) 10 mg/ml 2 ml/fiole	B	N/A	Diurétique. Pour l'œdème associé à une insuffisance cardiaque congestive, une maladie du foie ou une affection rénale. Administer lentement en au moins 2 minutes (dose ≤ 100 mg). Dilution non nécessaire.
100,00 \$/100 comprimés	P	EA	100	10	0	0	Furosemide comprimés (Lasix) 40 mg/comprimé	B	Z	Diurétique. Pour l'œdème associé à l'insuffisance cardiaque et les maladies hépatiques/rénales.
15,00 \$/100 co	P	EA	100	20	0	0	Hydrochlorothiazide (comprimés (HCTZ Hydrodiuril)) 25 mg /comprimé	B	Z	Gestion de l'hypertension artérielle ou de la rétention d'eau.
Divers										
34,80 \$/8 comprimés	P	PK	1	0	0	0	Combivir (Zidovudine 300 mg/Lamivudine 150 mg) Paquet de 8 comprimés (1 co. BID)	B	N/A	Directives à suivre pour exposition au VIH : L'infirmière (ier) doit communiquer avec un médecin de PRAXES pour les directives à suivre et

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
167,84 \$/16 comprimés	P	PK	1	0	0	0	Kaletra (Ritonavir 50 mg/Lopinavir 200 mg)/ Paquet de 16 comprimés (2 co. BID)	B	N/A	ordonnance médicale. Commande de médicaments PPE (Annexe E) doit être complétée. La prophylaxie devrait être instaurée idéalement dans l'heure qui suit l'exposition.
60,38 \$	O	VI	2	2	2	2	Glucagon injection 1mg/ml fiole. Trousse d'intervention de l'officier de santé (1) Trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage (1)	D	Z	Traitement initial de crises hypoglycémiques ou de pertes de connaissance. Administrer 1 mg par voie intraveineuse, sous-cutanée ou intramusculaire.
	O		2	2	2	2	Glucagon – vaporisateur nasal Baqsimi 3 mg/dose Trousse d'intervention de l'officier de santé (1) Trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage (1)	D	Z	Traitement initial des crises d'hypoglycémie ou de la perte de conscience. 3 mg vaporisateur nasal Suivre le protocole d'hypoglycémie

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
119,00 \$/2 seringues	P	EA	2	0	0	0	Solution de dextrose 50%. Seringues pré remplies 25 g/50 ml seringue Trousse d'intervention de l'officier de santé (2)	D	N/A	Crises hypoglycémiques ou perte de connaissance.
8,57 \$/tube	O	EA	4	2	2	2	Dex 4 ou Insta-Glucose 4gr/comprimé (4 contenants de 10 comprimés ou 1 contenant de 100 comprimés) ou 15gr/gel tube (4 tubes de 15gr) ou Insta-Glucose 31gr/tube (1 kit de 3 tubes) Trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage (2)	A	X	Comprimés de glucose par voie orale ou tube de gel pour le rétablissement rapide d'un épisode d'hypoglycémie légère à modérée. A utiliser uniquement si le patient est encore conscient/capable d'avaler. Suivre le protocole d'hypoglycémie.
16,54 \$	P	VI	1	0	0	0	Insuline NPH (Humulin N) 100 unités/ml 10 ml/fiole	B	N/A	Injection S.C. selon les directives d'un médecin. ***Réfrigérer*** L'insuline sera bonne pendant 30 jours après une rupture de la chaîne du froid.
16,54 \$	P	VI	2	0	0	0	Insuline régulière (Humulin R) 100 unités/ml 10 ml/fiole	B	N/A	Injection S.C. selon les directives d'un médecin. ****Réfrigérer L'insuline sera bonne pendant 30 jours après une rupture de la chaîne du froid.
	P	EA	100	100	0	0	Metformine (Glucophage) 500 mg/comprimé	B	Z	Agent anti-hyper glycémique Première ligne de conduite pour le traitement du diabète de type II de novo

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
33,90 \$/paquet	P	PK	2	1	0	0	Plan B 2 comprimés par paquet	A	Y	Rajustement hormonal (par exemple comme pilule du lendemain).
Intoxications										
165,70 \$	O	EA	10	10	10	10	Chlorhydrate de naloxone (Narcan), injection 0,4 mg/ml Fiole de 1 ml Trousse d'intervention de l'officier de santé (5)	D	Y	Antagoniste des narcotiques. Utilisé pour combattre la dépression respiratoire provoquée par les opiacés. Peut être administré par voie IV, IM, SC ou Intra-Nasal. La dose initiale varie de 0,4 à 2 mg. Répéter au besoin à intervalles de 2 à 3 minutes.
							Trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage (2 fioles)			
277,80 \$	O	PK	6	6	6	6	Naloxone Hydrochloride vaporisateur nasal (Narcan vaporisateur nasal) 4 mg/0,1 ml	D	Y	Antagoniste opioïde indiqué pour une utilisation d'urgence afin d'inverser une surdose d'opioïdes connue ou suspectée.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
							Trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage (6 doses)			Si le patient ne répond pas dans les 2 à 3 minutes suivant la première dose, administrez une dose supplémentaire toutes les 2 à 3 minutes jusqu'à ce que le patient répond. Si aucune réponse n'est obtenue après 5 doses de 4 mg, il est peu probable qu'un surdosage en opioïdes soit à l'origine des symptômes. Administrer dans une narine sur deux à chaque dose.
84,00 \$/2 fioles	P	EA	2	0	0	0	Injection de flumazénil (Anéxate) 0,1 mg/ 5 ml/fiole Trousse d'intervention de l'officier de santé (2 fioles)	D	N/A	Antagoniste de la benzodiazépine ; pour contrer la sédation.
Médicaments contre la douleur										
5,19 \$/fiole	C	VI	10	5	0	1	Injection de morphine 10 mg/ml 1 ml/fiole	D	Z	Douleur modérée à forte en cas d'intolérance à un opiacé administré par voie orale. Éviter en cas de traumatisme cérébral. Doit être prescrit. Demande via PRAXES de la signature du médecin avant l'achat. *** Registre de comptage légal nécessaire + conserver dans un coffre-fort à double verrou

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
8,95 \$/fiolle	C	VI	5	0	0	0	Fentanyl inj. 50 mcg/ml 2 ml/fiolle	D	N/A	Pour soulager les douleurs modérées à sévères quand les médicaments oraux avec opioïdes ne sont pas tolérés et des allergies connues à la Morphine. 50 à 100 mcg en injection intramusculaire, répéter aux 4 heures si nécessaire. La requête doit d'abord être envoyée préalablement au Médecin pour signature. Doit être prescrit. Demande via PRAXES de la signature du médecin avant l'achat. **Registre de comptage légal nécessaire + conserver dans un coffre-fort à double verrou**
	C	EA	50	50	0	10	Phosphate de codéine 30 mg/comprimé	D	Z	Douleur modérée à forte. Doit être prescrit. Demande via PRAXES de la signature du médecin avant l'achat. **Registre de comptage légal nécessaire + conserver dans un coffre-fort à double verrou**
62,80 \$/10 fioles	P	EA	10	0	0	0	Lidocaïne HCL 2%, injection (xylocaïne) 20 mg/ml 5 ml/fiolle	A	N/A	Anesthésique local pour la réparation des lacérations.
9,00 \$/100 comprimés	O	EA	400	200	0	100	Acétaminophène (Tylenol) 500 mg/comprimé	A	X	Douleur modérée à forte. 1 à 2 comprimés à intervalle de 4 à 6 heures. Ne pas dépasser 4 000 mg en 24 heures.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
19,00 \$/100 comprimés	O	BT	300	200	200	200	Ibuprofène, comprimés (Motrin, Advil) 400 mg/comprimé	A	X	Douleur légère à modérée. 1 comprimé avec des aliments à intervalle de 4 heures. Peut être associé à d'autres agents en cas de douleur modérée à forte. Dosage maximal de 2400 mg/jour. Éviter en cas d'antécédent d'ulcère d'estomac.
9,36 \$	O	EA	3	3	0	0	Diclofenac sodique (Voltaren Emulgel) 100g/tube	A	Y	Pour les douleurs musculaires, appliquer sur la région touchée.
	O	EA	200	200	0	0	Naproxène (Aleve) 220 mg/comprimé	C	Z	Remplace le Naproxène, 250 mg
22,00 \$/100 comprimés	O	EA	150	50	0	0	Methocarbamo (Robaxin) 1 500 mg/comprimés ****Peut être combiné avec de l'acétaminophène (Robaxacet)***	C	X	Relaxant musculaire Pour les travailleurs souffrant de spasmes musculaires qui ne peuvent pas prendre de cyclobenzaprine pendant leur travail à cause de la somnolence. À combiner avec un antidouleur si nécessaire

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
6,92 \$	P	EA	20	20	0	0	Chlorhydrate de cyclobenzaprine, (Flexeril) 10 mg/comprimé	A	Z	Relaxant musculaire squelettique. Pour soulager les spasmes musculaires associés aux troubles aigus et douloureux de l'appareil locomoteur. 1 comprimé 2 fois par jour aux 12 heures. Faire très attention à la somnolence comme effet secondaire de ce médicament. Dans un contexte industriel, l'employé ne devrait pas travailler lorsqu'il prend ce médicament. ***Ne jamais utiliser comme somnifère.
4,26 \$	O	TU	1	1	0	0	Benzocaïne 7,5% (Orajel) 9,5g /tube	A	X	Pour les problèmes gingivaux (ulcères).
Troubles respiratoires										
13,49 \$	O	EA	10	10	10	10	Épinéphrine, injection 1:1000 (Adrenalin) Viales de 1 ml Trousse d'intervention de l'officier de santé (3 fioles) Trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage (3 fioles)	A	Z	Réaction allergique aiguë accompagnée d'hypotension artérielle ou de trouble respiratoire (par exemple; l'anaphylaxie). Injection intramusculaire. Administrer une dose initiale de 0,2 ml et répéter si nécessaire. Garder à portée de la main lorsqu'on administre un médicament injectable ou un produit de type pénicilline. Voir nouvelle concentration de l'Épi ajouté pour ACLS.
145,00 \$	O	EA	0	1	1	1	Epinephrine Auto-Injector (Epipen) Trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage (1)	A	Y	L'accès à l'épinéphrine à partir de la pharmacie du navire est un protocole retardé qui nécessite une ordonnance d'un médecin.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
297,50 \$/5 seringues	O	EA	5	0	0	0	Épinéphrine 1 mg/10 ml Seringue pré-remplie Trousse d'intervention de l'officier de santé (5)	D	N/A	Vasoconstricteur dans l'ACLS. L'épinéphrine est utilisée dans l'algorithme de l'arrêt cardiaque en injection IV directe et dans l'algorithme de la bradycardie en perfusion. En cas d'arrêt cardiaque: 1 dose q 3-5 minutes x 3. Consulter les directives ACLS. Voir autre concentration d'EPI pour les réactions allergiques
22,98 \$	P	CN	1	1	0	0	Ipratropium bromide (Atrovent) 20 mcg/dose	B	Z	Généralement utilisé comme médicament additionnel dans le traitement de l'asthme. ***Utiliser l'aérochambre pour augmenter l'inhalation de médicaments***
18,51 \$	P	CN	1	1	0	0	Propionate de fluticasone, pour inhalation (Flovent) 125 mcg	B	Z	Asthme. Pour la prise en charge à long terme ou les exacerbations aiguës. Effet anti-inflammatoire direct sur les muqueuses bronchiques. 1 à 2 bouffées deux fois par jour. ***Utiliser l'aérochambre pour augmenter l'inhalation de médicaments*** Nettoyer la bouche après chaque traitement pour éviter les mycoses dans la bouche
14,95 \$/pompe	P	CN	4	2	1	1	Salbutamol, HFA pompe 100 mcg (Ventolin) Pompe de 200 doses. Trousse d'intervention de l'officier de santé (1)	A	Y	Asthme. Bronchodilatateur rapide. Aspirer 2 à 4 bouffées jusqu'à 4 fois par jour si nécessaire. En cas d'exacerbation aiguë, un emploi plus fréquent est indiqué.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
									***Utiliser l'aérochambre pour augmenter l'inhalation de médicaments	
20,00 \$/chaque	O	EA	4	2	1	1	Aérochambre plus Flow view grandeur adulte Taille compacte si possible	A	X	Utiliser l'aérochambre pour administrer les médicaments en inhalation afin de maximiser la répartition des inhalateurs dans les poumons
13,20 \$/10 comprimés	P	EA	20	10	0	0	Prednisone, comprimés 50 mg/comprimés	B	Z	Exacerbation de l'asthme nécessitant un emploi accru d'inhalateurs. 25-50 mg par jour pendant 5 jours
68,00 \$/100 comprimés	O	EA	100	20	0	0	Cetirizine (Reactine Sans Somnolence) 10 mg/comprimés	A	X	Anti histamine/décongestionnant, sans somnolence
6,75 \$/paquet	O	PK	4	2	0	0	Pseudo éphédrine à libération lente (Eltor) 120 mg/comprimé 12 comprimés/paquet	A	X	Utiliser pour la congestion nasale 1 comprimé 2 fois par jour Ne pas prendre pour plus de 5 jours afin de diminuer les risques d'effets rebond. ***Attention aux contre-indications de la pseudo éphédrine
50,00 \$/10 comprimés	O	EA	100	0	0	0	Tylenol Rhume, extra fort Jour, sans somnolence	C	N/A	Pour soulager les symptômes du rhume, pour apaiser.
61,98 \$/2 fioles	P	VI	2	0	0	0	Sodium de methylprednisoloone (Solu-Medrol) 125 mg/2 ml 2 ml/fiole	B	N/A	Traitement de courte durée pour les cas d'inflammation bronchique ou de bronchite aiguë due aux diverses maladies pulmonaires.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
5,10 \$/bouteille	O	BT	12	6	0	0	Dextrométhorphane, sirop (Balminil DM) Sans sucrose et sans alcool. 100 ml/bouteille	A	X	Antitussif. Administrer 10 ml à intervalle de 6 heures pour un maximum de 4 doses toutes les 24 heures.
Nausée et vomissement										
113,10 \$/10 fioles	P	EA	10	0	0	0	Metochlopramide (Maxeran) 5 mg/ml Fioles de 2 ml	B	N/A	À utiliser si Graval n'est pas efficace.
120,00 \$/100 comprimés	P	EA	100	20	0	20	Meclizine (Bonamide) 25 mg/comprimé	A	X	Pour le mal des transports Moins de somnolence qu'avec le gravol pour les travailleurs Une dose par jours peut suffire
11,38 \$/10 suppositoires	O	EA	20	10	0	10	Dimenhydrinate (Gravol) 100 mg/suppositoire	A	X	Mal des transports, nausée, vertige. Insérer un suppositoire, 30 minutes avant le début d'un voyage ou dès l'apparition des symptômes Provoque de la somnolence. Dosage maximal de 400 mg/jour.
15,00 \$/100 comprimés	O	EA	200	100	100	100	Dimenhydrinate (Gravol) 50 mg/comprimé	A	X	Mal des transports, nausée, vertige. Cause de la somnolence. Dosage maximal de 400 mg/jour.
							Trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage (10 capsules)			

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
10,40 \$	O	BX	1	1	1	1	Dimenhydrinate, injectable (Gravol) 50 mg/ml. Fiole de 1 ml Boîte de 10 fioles Trousse d'intervention de l'officier de santé (3 fioles)	A	Z	Mal des transports, nausée, vertige. Crainte des voyages par mer ou par avion. ATTENTION: éviter de prendre le volant d'un véhicule ou de faire fonctionner une machine sous l'effet du médicament. Administer par voie intramusculaire. Dosage maximal de 400 mg/jour.
Sédatifs et somnifères										
0,50 \$/comprimé	C	EA	84	20	0	0	Diazepam (valium) 5 mg/comprimé	B	Z	Remplace valium injectable. Les indications sont; convulsions ou agitation sévère. Avec ordonnance médicale, quoiqu'une dose peut être administré par l'infirmier/ère en situation d'urgence. Doit être prescrit. Demande via PRAXES de la signature du médecin avant l'achat. *** Registre de comptage légal nécessaire + conserver dans un coffre-fort à double verrou
6,50 \$/fiolle	C	VI	10	0	0	0	Diazepam Injectable 5 mg/ml 2 ml/fiolle	D	N/A	Pour le protocole des convulsions Doit être prescrit. Demande via PRAXES de la signature du médecin avant l'achat. *** Registre de comptage légal nécessaire + conserver dans un coffre-fort à double verrou

Sedation & sleep

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
8,39 \$/fiolle	C	VI	10	0	0	0	Midazolam (versed) injectable 5 mg/ml Fioles de 1 ml	D	N/A	Utiliser comme sédatif pour le contrôle de l'agitation, status epilepticus, induction et maintien de la sédation pour les patients intubés (King Airway ou Combitube). Doit être prescrit. Demande via PRAXES de la signature du médecin avant l'achat. *** Registre de comptage légal nécessaire + conserver dans un coffre-fort à double verrou
0,14 \$/comprimé	C	EA	56	20	0	0	Lorazépam (Ativan) Comprimés sublinguaux de 1 mg	D	Z	Anxiété ou spasme musculaire aigu. 1 comprimé à faire fondre sous la langue jusqu'à 3 fois par jour. Doit être prescrit. Demande via PRAXES de la signature du médecin avant l'achat. *** Registre de comptage légal nécessaire + conserver dans un coffre-fort à double verrou
50,31 \$	P	EA	5	5	0	0	Halopéridol, injectable (Haldol) 5 mg/ml 1 ml/fiole	B	Z	Agitation ou psychose grave. Administrer de 2,5 à 5 mg par voie intramusculaire.. Ne jamais administrer en IV.
2,50 \$/comprimé	P	EA	15	5	0	0	Olanzapine (Zyprexa Zydis) 5 mg/comprimé	B	Z	Agent Antipsychotique, à dissolution/action rapide SEULEMENT sous prescription médicale
Estomac										
7,84 \$	O	BX	3	3	0	0	Aluminium hydroxyde & magnesium comprimés (Diovol) Boîte de 50	A	X	Gastrite, brûlure d'estomac, indigestion, ulcère peptique. Suivre les directives sur l'emballage.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
1,16 \$/comprimé	O	EA	60	20	0	0	Famotidine (Pepcid) 20 mg/comprimé	A	Y	Effet inhibiteur sur la sécrétion d'acide gastrique associée à un ulcère duodénal, le reflux gastro-œsophagien et l'hémorragie digestive haute. 1 comprimé deux fois par jour.
9,22 \$/fiOLE	P	EA	5	0	0	0	Famotidine injectable (Pepcid) 10 mg/ml, 2ml/fiole	D	N/A	Inhiber la sécrétion d'acide gastrique en cas d'ulcère duodénal, de reflux gastrique, d'hémorragie gastro-intestinale supérieure. Également dans le protocole ACLS pour l'anaphylaxie.
45,00 \$/100 comprimés	O	EA	100	20	0	0	Oméprazole (Losec) 20 mg/capsule	B	Z	Effet inhibiteur sur la sécrétion d'acide gastrique associée à un ulcère duodénal, le reflux gastro-œsophagien et l'hémorragie digestive haute, lorsque le Ranitidine ne réussit pas à maîtriser les symptômes. 1 comprimé par jour.
73,00 \$/4 fioles	P	VI	4	0	0	0	Pantoprazole injectable (Pantoloc) 40 mg/fiole	B	N/A	Pour hémorragie digestive active 80 mg STAT puis 8 mg/hr perfusion x 72hrs Seulement sous prescription médicale
12,85 \$/boîte	O	BX	5	1	1	1	Gastrolyte (sachet) Boîte de 10 sachets Trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage (1)	A	X	Prévention et traitement de la déshydratation.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
									Cheveux	
5,89 \$	O	BT	2	2	0	0	Perméthrine 1%, shampooing (Nix/Kwellada) 50 ml/bouteille	A	Y	Poux et lentes. Suivre le mode d'emploi indiqué sur l'emballage. Utiliser le produit après s'être lavé les cheveux avec un shampooing ne contenant pas de revitalisant, s'être rincé à l'eau claire, s'être bien séché les cheveux avec une serviette et avoir passé un peigne-fin pour supprimer les lentes.
									Peau	
17,53 \$	O	TU	2	2	0	0	Perméthrine 5%, crème (crème Nix dermal) 30g/tube	A	Y	Poux et gale dans la région pubienne. Suivre le mode d'emploi indiqué sur l'emballage; lavage répété de la zone affectée et application de la crème.
10,25 \$/tube	O	TU	12	4	0	1	Bacitracine zinc et sulfate de polymyxine b, onguent (Polysporin) 15g /tube	A	X	Appliquer régulièrement comme agent topique pour le pansement des blessures et des brûlures.
25,75 \$/tube	O	EA	2	0	0	0	Mupirocine onguent 2% 30g tube	C	N/A	Pour traiter la cellulite modérée si la Bacitracine n'est pas efficace.
82,08 \$/tube	P	TU	2	1	0	0	Acyclovir-Hydrocortisone, crème (XERESE) 5g/tube	A	Z	Crème topique pour traiter les feux sauvages. Employé tôt, peut limiter la propagation d'infection des feux sauvages.
5,40 \$	O	BX	1	1	0	0	Lubrifiant, chirurgical Muko 100 doses uniques stériles par boîte	A	X	Pour mains gercées. Peut aussi être utilisé pour faciliter l'insertion de tubes et thermomètres. Appliquer sur les mains afin de lubrifier la peau. Soulage les gerçures.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
2,26 \$	O	TU	2	2	0	0	Vaseline officinale blanche Tube de 50g	A	X	Utiliser sur la peau comme lubrifiant et comme écran protecteur.
5,90 \$/tube	O	TU	24	6	0	0	Diméthylpolysiloxane, 20% crème (Barrière) Base de type émulsion. Huile dans de l'eau avec un agent bactériostatique. 50g /tube	A	X	Crème protectrice en cas de sécheresse ou d'inflammation de l'épiderme. Appliquer et frictionner 4 fois par jour pour soulager les irritations et en prévenir d'autres.
5,33 \$/tube	O	TU	6	2	0	0	Hydrocortisone 1% onguent 15g/tube	A	Z	Dermatite de contact, eczéma, autres formes de démangeaisons de la peau. Appliquer une petite quantité une fois ou deux par jour. Ne pas utiliser dans la région faciale/génitale sans consultation médicale. Ne pas employer dans les cas d'infection de la peau.
3,75 \$/tube	O	TU	40	0	0	0	Pommade en bâton, anti gerçures avec protection contre le soleil (Blistex) Bâton anti gerçures dans un tube en plastique. Utilisable pour toutes les saisons.	A	X	Pour les lèvres gercées.
Pansements, soins des plaies et matériel de suture										
3,15 \$/kit	O	KT	10	4	0	0	Trousse, plateau à pansement secondaire	A	X	Trousse préemballé stérile et jetable

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
4,25 \$	O	BX	2	2	1	1	Benzalkonium chloride, tampons Boîte de 100	A	X	Nettoyage de la peau pour les blessures mineures. Préparation également lors de la prise d'échantillon d'urine pour analyse. Remplace la proviodine en cas d'allergies.
7,17 \$/bouteille	O	BT	10	5	2	2	Solution saline et stérile, pour irrigation NaCl 0,9 % Bouteille de 500 ml	A	X	Nettoyage des brûlures ou blessures sur la peau. Sert aussi à laver et à irriguer les brûlures ou blessures. Ne pas réutiliser.
5,47 \$/bouteille	O	BT	5	2	0	1	Solution de gluconate de chlorhexidine 20% volume/volume de gluconate de chlorhexidine équivalent à 4% poids/volume de gluconate de chlorhexidine. À utiliser comme nettoyant pour la peau. (Nettoyant pour la peau, Hibitane). Bouteille de 115 ml	A	X	Mouiller la peau, appliquée de l'hibitane, faire mousser et laver la zone à l'aide d'une brosse à ongles. Bien rincer.
7,82 \$	O	BT	1	1	0	0	Povidone-iode, solution topique 10% (Betadine, Bridine) Bouteille de 450 à 500 ml	A	X	Pour préparer la peau/les blessures avant qu'elles ne soient réparées. Éviter un contact direct avec des plaies ouvertes à moins d'irriguer immédiatement à l'aide d'une solution saline.

Prix approximatif	CODE d' acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
9,22 \$/boîte	O	BX	4	1	0	0	Pansement pour articulations (Bandaïd) Compresse non adhésive sur sparadrap adhésif en plastique – stérile– 3,8 cm x 7,5 cm Boîte de 100	A	X	A utiliser pour couvrir les petites coupures et les abrasions sur les doigts/articulations.
10,56 \$	O	BX	6	6	1	1	Pansement adhésif (Bandaïd) Pansement absorbant fixé sur un tissu adhésif de couleur chair revêtu d'un matériel de protection. Stérile, enveloppé individuellement 7.5 cm x 2.5 cm. Boîte de 100	A	X	A utiliser pour couvrir les petites coupures et les abrasions.
2,15 \$/paquet	O	PK	3	1	0	0	Gaze, non-stérile 2x2 5 cm x 5 cm (2' x 2') Paquet de 200	A	X	pour le pansement et le drainage des plaies. Utilisé pour les écorchures et plaies ouvertes auxquelles devrait normalement adhérer le pansement de gaze. Manipuler les éponges avec soin pour éviter de contaminer la plaie ouverte.
6,65 \$/paquet	O	PK	2	1	0	1	Gaze, non-stérile 4x4 10 cm x 10 cm (4'x4') Paquet de 200	A	X	Pour le pansement et le drainage des plaies Utiliser pour les écorchures et plaies ouvertes auxquelles devrait normalement adhérer le pansement de gaze. Manipuler les éponges avec soin pour éviter de contaminer la plaie ouverte.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
2,04 \$	O	EA	200	200	0	25	Gaze, stérile 2x2 Emballés individuellement 5 x 5 cm	A	X	Pour le pansement et le drainage des plaies Utiliser pour les écorchures et plaies ouvertes auxquelles devrait normalement adhérer le pansement de gaze. Manipuler les éponges avec soin pour éviter de contaminer la plaie ouverte.
3,72 \$	O	EA	200	200	25	25	Gaze, non-stérile 4x4 Emballés individuellement 10 x 10 cm (4' x 4')	A	X	Pour le pansement et le drainage des plaies Utiliser pour les écorchures et plaies ouvertes auxquelles devrait normalement adhérer le pansement de gaze. Manipuler les éponges avec soin pour éviter de contaminer la plaie ouverte.
0,40 \$/chaque	O	EA	20	6	6	6	Coussinet abdominal Stérile. Blanc. Longueur 22,5 cm, largeur 12,5 cm. Pré conditionné séparément.	A	X	Utiliser pour les plaies profondes. Appliquer une pression pour arrêter l'hémorragie.
0,25 \$/chaque	O	EA	20	10	0	0	Bandage, gaze, élastique Bandage non stérile. Modèle Kling-Crinx-Softwrap. Longueur 4,6m, largeur 2,5 cm. En rouleau. Blanc, adhésif.	A	X	Utiliser en remplacement du ruban adhésif chirurgical. Appliquer une pression légère. Désinfecter la blessure avant utilisation.
2,34 \$	O	EA	20	20	6	10	Bandage, gaze, élastique Bandage non stérile. Modèle Kling-Crinx-Softwrap. Longueur 4,6m, <u>largeur 7,5 cm</u> . En rouleau. Blanc, adhésif.	A	X	Utiliser en remplacement du ruban adhésif chirurgical. Appliquer une pression légère. Désinfecter la blessure avant utilisation.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
3,72 \$	O	EA	20	20	0	0	Bandage, gaze, élastique Bandage non stérile. Modèle Kling-Crinx-Softwrap. Longueur 4,6m, largeur 10 cm. En rouleau. Blanc, adhésif.	A	X	Utiliser en remplacement du ruban adhésif chirurgical. Appliquer une pression légère. Désinfecter la blessure avant utilisation.
58,98 \$	O	EA	25	25	0	10	Coussinet non adhérent stérile (Telfa or equivalent) Largeur de 7.5 cm x longueur de 20 cm	A	X	Pour le pansement et le drainage des plaies Utiliser pour les écorchures et plaies ouvertes auxquelles un pansement en gaze ordinaire collerait. Désinfecter la blessure avant l'utilisation.
11,02 \$	O	BX	1	1	0	0	Bande de fixation de pansements Bande non-tissé enduite d'adhésif acrylique. (Hypafix) Boîte de 1 rouleau 15 cm x 10m	A	X	Pour fixer les pansements.
2,25 \$/chaque	O	EA	6	3	1	1	Ruban adhésif, hypoallergénique Ruban plastique translucide et perforé (Transpore). 2,5 cm x 9,1m	A	X	Pour fixer les pansements
28,32 \$/boîte	O	BX	1	0	0	0	Dissolvant, bandes adhésives Universel, ne réduisant pas la couche d'ozone. Tampons emballés séparément. Solvants : Isoparaffine et éther méthylique de dipropylène. (Remover).	A	X	Utiliser pour enlever l'adhésif de la peau. Attention : date d'expiration

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
4,50 \$	O	BX	1	1	1	1	Porte-coton, uniservice, stérile Tige en bois ou plastique, 15 cm (6") stérile Boîte de 100	A	X	Utiliser pour nettoyer la plaie ou appliquer un médicament. Stérile
56,78 \$	O	PK	10	10	2	2	Suture cutanée, bande adhésive, chirurgicale Bandelettes de sparadrap renforcé de fibres, Stérile. (Steri-Strip). Largeur 6mm (¼po), longueur 75mm (3po). 3 bandes par paquet	A	X	Por fermer les lèvres de petites plaies après désinfection. Bandage, papillons adhésifs (dimensions diverses). Attention : date d'expiration
76,38 \$	O	PK	10	10	2	2	Suture cutanée, bande adhésive, chirurgicale Bandelettes de sparadrap renforcé de fibres, Stérile (Steri-Strip) Largeur 12,5mm (½ po), longueur 100 mm (4po) 6 bandes par paquet	A	X	Pour fermer les lèvres de petites plaies après désinfection. Bandage, papillons adhésifs (dimensions diverses). Attention : date d'expiration
38,32 \$	O	BX	1	0	0	0	Nitrate d'argent en bâton (applicateurs) Nitrate d'argent à 75% Boîte de 100	A	N/A	Appliquer délicatement sur la région qui saigne légèrement lorsqu'une pression directe soutenue ne réussit pas à arrêter l'hémorragie. Ne pas appliquer pendant plus de 30 secondes (la profondeur d'une brûlure chimique grave est variable). Attention :date d'expiration

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
17,92 \$/chaque	O	EA	5	0	0	0	Glustich (Hystoacryl) Colle tissulaire médicale 0,2 ml	A	N/A	Adhésif topique pour la peau. Utiliser pour fermer les lacérations superficielles. Ne pas utiliser au pourtour des yeux et de la bouche. Attention : date d'expiration
264,96 \$/boîte	O	BX	1	0	0	0	Suture, chirurgie non-résorbable Polypropylène bleu monofilament Coupe inversée avec point de précision. 3.0 PS-1, Partie # 8663G Boite de 12	A	N/A	Les lacérations de 2 pouces ou plus (sauf si elles sont superficielles) doivent être suturées. Nettoyez la peau autour de la plaie, frottez vos mains. Anesthésier la peau (xylocaïne 1 %). Nettoyez les tissus exposés, enlevez la saleté ou les matières étrangères. Insérer l'aiguille pour rapprocher la plaie lorsque la suture est nouée Utiliser plusieurs nœuds pour bien attacher la plaie. Couvrir la plaie avec un pansement stérile. Attention : date d'expiration
264,96 \$/boîte	O	BX	1	0	0	0	4.0 PS-2, Part # 8682G Boite de 12	A	N/A	Attention : date d'expiration
264,96 \$/boîte	O	BX	1	0	0	0	5.0 PS-3, Part # 8691G Boite de 12	A	N/A	Attention : date d'expiration
10,95 \$/chaque	O	KT	4	0	0	0	Plateau de lacérations, trousse de suture Kwik-kit, trousse de suture (Kendall) ou équivalent	A	N/A	Trousse préemballé de suture stérile

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
1,64 \$/chaque	O	KT	6	0	0	0	Trousse pour enlever les sutures Ensemble stérile et jetable.	A	N/A	Pour enlever les fils d'une suture après une cicatrisation adéquate. Nettoyer la peau avec une solution antiseptique. Tenir le nœud de la suture avec les pinces aseptiques. Introduire les petits ciseaux sous le fil, couper et retirer le fil.
3,15 \$/paquet	O	PK	1	0	0	0	Rasoir, préparation chirurgicale Paquet de 10	A	Y	
2,30 \$/chaque	H	EA	10	0	0	0	Paires de gants stériles, pointure 6½	A	N/A	Attention : date d'expiration
2,30 \$/chaque	H	EA	10	0	0	0	Paires de gants stériles, pointure 7½	A	N/A	Attention : date d'expiration
2,30 \$/chaque	H	EA	10	0	0	0	Paires de gants stériles, pointure 8½	A	N/A	Attention : date d'expiration
Équipement de protection individuelle (ÉPI)										
18,75 \$/boîte	O	BX	2	1	1	1	Gants de nitrile petit (100) Non-stérile, Grandeur petit Boîte de 100	A	X	Remplace les gants en vinyle, plus adaptés aux peaux sensibles. Pour l'examen et le traitement des patients.
18,75 \$/boîte	O	BX	2	1	1	1	Gants de nitrile moyen (100) Non-stérile, Grandeur moyen Boîte de 100	A	X	Remplace les gants en vinyle, plus adaptés aux peaux sensibles. Pour l'examen et le traitement des patients.
18,75 \$/boîte	O	BX	2	1	1	1	Gants de nitrile large (100) Non-stérile, Grandeur Large Boîte de 100	A	X	Remplace les gants en vinyle, plus adaptés aux peaux sensibles. Pour l'examen et le traitement des patients.
18,75 \$/boîte	O	BX	1	1	1	1	Gants de nitrile X-large (100) Non-stérile, Grandeur X-large Boîte de 100	A	X	Remplace les gants en vinyle, plus adaptés aux peaux sensibles. Pour l'examen et le traitement des patients.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
	O	PK	1	1	0	0	Blouse d'isolation jaune (2 réutilisables ou 1 paquet de 10 jetables)	A	X	Réduire le risque de transmission de maladies Protéger le soignant de tout contact avec les fluides corporels.
	O	BX	1	1	1	1	Masque de protection chirurgicale à boucle d'oreille Boîte de 50 masques	A	X	Pour une protection à double sens contre les particules contagieuses en suspension dans l'air
33,30 \$/chaque	O	BT	2	1	1	1	Lingettes désinfectantes/bactéricides (Accel intervention Virox 1 minute cleaner) Ou l'équivalent Accel n'est pas disponible 160 lingettes par conteneur	A	X	Pour la désinfection des surfaces comme la table d'examen et les outils médicaux (brassards de PA, stéthoscope, saturomètre)
6,24 \$	O	EA	2	1	0	0	Contenant pour objets piquants et tranchants – Wallmount 5 pintes	A	X	Pour éliminer les objets piquants et tranchants. (disponible en contenant de 1 ou 5 pintes). Barème B et C — choisir le contenant de dimension le plus adapté à votre navire.
5,90 \$/chaque	O	EA	2	1	1	1	Contenant pour objets piquants et tranchants – 1 pinte, couvercle sur le dessus	A	X	
30,06 \$	O	EA	1	1	0	0	Support mural Wallmount Pour le contenant pour objets piquants et tranchants de 5 pintes	A	X	

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
	O	EA	12	12	0	5	Sacs à ordures biomédicales (jaunes) Petit 24 x 22,5"	A	X	Pour éliminer les matières bio dangereuses.
Préparation de médicaments										
13,20 \$	O	EA	2	2	0	0	Plateau pour compter les médicaments	A	X	Identifier un des 2 plateaux à utiliser uniquement pour la pénicilline (pour éviter le contact de la pénicilline avec l'autre plateau (sensibilisation aux allergies).
0,20 \$/bouteille	O	EA	12	6	0	0	Bouteille à goulot fileté Couleur ambre, avec bouchon en plastique. Capacité de 100 ml. Forme ovale. Grosseur du goulot 24 mm	A	X	Contenant à médicaments liquides.
6,76 \$	O	BX	1	1	0	0	Pot à onguent en plastique Capacité 15g. 24 pots par boîte	A	X	
2,33 \$	O	PK	1	1	0	0	Gobelet à médicaments, gradué Gobelets à emboîtement. En plastique. Graduation indiquant respectivement des augmentations en cuillerées à thé de 1 à 8, en cuillerées à table de 1 à 2, en 1/4 d'once jusqu'à une once et de 5 ml de 5 à 30. Paquet de 100	A	X	Jetable. Pour mesurer la quantité d'un médicament liquide.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
21,19 \$	O	RO	1	1	0	0	Rouleau d'étiquette à médicaments	A	X	Pour l'identification de la médication remise à un patient : Nom, médicament, posologie, description, date d'expiration, etc.
Aiguilles et seringues										
	O	BX	1	1	0	0	Aiguille hypodermique Jetable stérile. Embout Luer en plastique, type verrou américain. Canule en acier inoxydable. Norme ONGC CAN2-47.6-M79. Boîte de 100	A	X	Doit être fixée à la seringue pour administrer des médicaments en solution. Remplir avec solution médicamenteuse, éliminer les bulles d'air. Introduire l'aiguille sous la peau. Enfoncer le piston pour injecter le liquide.
							Aiguille hypodermique stérile Calibre 18, longueur 3,75 cm (1½ po.)			Pour préparer des médicaments (dilution) Pour irriguer/nettoyer une blessure Prélèvement d'un injectable à partir d'une fiole
8,00 \$	O	BX	1	1	1	1	Aiguille hypodermique stérile Calibre 22, longueur 3,75 cm (1½ po.)	A	Z	Pour administrer des médicaments intramusculaires dans les muscles profonds (grand fessier, vaste latéral) : ceftriaxone, epinephrine, diazepam, haloperidol, naloxone
	O	BX	1	1	1	1	Aiguille hypodermique stérile Calibre 25, longueur 2,5 cm (1 po.)	A	X	Pour administrer des médicaments intramusculaires dans les petits muscles (deltoïde) : epinephrine, diazepam, haloperidol, naloxone, vaccine
8,00 \$	O	BX	1	1			Aiguille hypodermique stérile Calibre 25 ou 27, longueur 1,27 cm (½ po.)	A	Z	Pour administrer des médicaments sous-cutané : morphine, fentanyl.
	O	BX	1	1	1	1	Remplissage émoussé / aiguille filtre – 20g 1po	A	X	Prélèvement d'un injectable à partir d'une fiole

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
14,00 \$/20 seringues	O	BX	1	0	0	0	<p>Seringue et aiguille, hypodermiques</p> <p>Genre à insuline. Capacité 1 ml. Pour une préparation de 100 unités d'insuline, divisée aux 2 unités. Aiguille de calibre 28, d'une longueur de 1,25 cm. Type à piston.</p> <p>Veuillez noter que nous n'avons pas besoin de 100 seringues à bord. Si possible, commander en plus petite quantité (ou séparer une boîte entre les navires d'une même région), utilisez ceci comme guide :</p> <p>Barème A : 20 seringues</p>	A	N/A	<p>Unité internationale pour l'insuline</p> <p>A utiliser pour l'administration de petites quantités précises de médicaments.</p>
0,35 \$/seringue	O	EA	20	10	10	10	<p>Seringue 1 ml, hypodermique, stérile, jettable</p> <p>Veuillez noter que nous n'avons pas besoin de 100 seringues à bord. Si possible, commander en plus petite quantité (ou séparer une boîte entre les navires d'une même région), utilisez ceci comme guide :</p> <p>Barème A : 20 seringues Barème B, C, D : 10 seringues Capacité de 1 ml</p>	A	Z	Pour préparer des médicaments injectables.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
0,14 \$/seringue	O	EA	20	10	10	10	Seringue 3 ml Veuillez noter que nous n'avons pas besoin de 100 seringues à bord. Commander en plus petite quantités si possible (ou partager une boîte avec des bateaux de votre région) pour vos références : Barème A : 20 seringues Barème B-C-D : 10 seringues Trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage (3 seringues)	A	Z	Pour préparer des médicaments injectables.
0,84 \$/seringue	O	EA	20	0	0	0	Syringe 10 ml hypodermique, stérile, jetable Veuillez noter que nous n'avons pas besoin de 100 seringues à bord. Commander en plus petite quantités si possible (ou partager une boîte avec des bateaux de votre région). Recommandation : 20 seringues Capacité 10 ml	A	Z	Pour préparer des médicaments injectables.
1,50 \$/seringue	O	EA	3	0	0	0	Seringue à cathéter Jetable. 60 ml	A	Z	Pour irriguer les plaies, les cathéters, etc.
Accès parentéral										

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
3,50 \$/chaque	H	EA	10	0	0	0	Cathéters intraveineux 16G 1,77 po., (45 mm) (ou approximativement) Si possible, commandez les seringues rétractables sécurisées pour la sécurité du personnel (c'est-à-dire BD Insyte™ Autoguard™ Shielded IV Catheter)	A	N/A	Attention : date d'expiration
3,50 \$/chaque	H	EA	10	0	0	0	Cathéters intraveineux 18G 1,16 po., 18g (30 mm) (ou approximativement) Si possible, commandez les seringues rétractables sécurisées pour la sécurité du personnel (c'est-à-dire BD Insyte™ Autoguard™ Shielded IV Catheter)	A	N/A	Attention : date d'expiration
3,50 \$/chaque	H	EA	10	0	0	0	Cathéters intraveineux 20G 1,16 po., 20g (30 mm) (ou approximativement) Si possible, commandez les seringues rétractables sécurisées pour la sécurité du personnel (c'est-à-dire BD Insyte™ Autoguard™ Shielded IV Catheter)	A	N/A	Attention : date d'expiration

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
4,13 \$/chaque	H	EA	10	0	0	0	Cathéters intraveineux 22G 0,98 po., (25 mm) (ou approximativement) Si possible, commandez les seringues rétractables sécurisées pour la sécurité du personnel (c'est-à-dire BD Insyte™ Autoguard™ Shielded IV Catheter)	A	N/A	Attention : date d'expiration
	H	EA	1	0	0	0	Système d'accès vasculaire intra-osseux EZ-IO	A	N/A	**Dispositif d'insertion motorisé EZ-IO fourni par le programme d'officier de santé* Attention: date d'expiration Seulement 2 aiguilles de chaque taille sont suffisantes par kit EZ-IO et par navire. Partagez 1 boîte entre chaque navire.
	H	BX	1	0	0	0	Aiguille de calibre 15 - 25 mm			
	H	BX	1	0	0	0	Aiguille de calibre 15 - 45 mm			
	H		1	0	0	0	Kit stabilisateur			
3,35 \$/fiolle	O	VI	25	5	0	0	Eau stérile pour injection Fiolle de 10 ml avec couvercle relevable.	A	Y	Pour reconstituer les médicaments injectables. Attention : date d'expiration
3,06 \$/fiolle	O	VI	25	5	0	0	NACL 0,9% pour injection Dose unique de 10 ml	A	Y	Utiliser pour irriguer les cathéters IV et/ou pour la dilution de médicament. Attention : date d'expiration

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
13,05 \$/chaque	O	EA	8	0	0	0	Dispositif d'injection intraveineuse JC6519 Système Interlink Sites d'injection en continu 2, hommes Adaptateur "Lever lock"	A	N/A	Pour administrer du liquide par voie intraveineuse. Ligne de base.
1,71\$/chaque	O	EA	8	0	0	0	Ensemble de médicaments secondaires JC7451 Canule de verrouillage du levier d'interconnexion (détachée)	A	N/A	Pour administrer des médicaments par voie intraveineuse en deuxième ligne. À utiliser avec le kit de solution Continu-flo du système Interlink JC6519.
6,50 \$/chaque	O	BG	12	0	0	0	Chlorure de sodium, injection intraveineuse Soluté isotonique contenant 0,9 % de chlorure de sodium dans un sac hermétique en plastique. Sac de 1000 ml	D	N/A	Réhydratation par voie intraveineuse. Remplacement de liquides dans les tissus et élimination de substances toxiques. Véhicule isotonique pour l'administration de nombreux médicaments par voie parentérale. Attention : date d'expiration
27,80 \$/paquet	O	PK	2	0	0	0	Sac "Piggy" de type N2886ACL 0,9% Petit sac de plastique 100ml, 0,9% de chlorure de sodium Paquet de 4	A	N/A	Pour l'administration de médicaments par voie intraveineuse comme la ceftriaxone, la céfoxitine, le pantoprazole, etc. Attention : date d'expiration
6,75 \$/chaque	O	EA	2	0	0	0	Dextrose 5% 250 ml/sac	B	N/A	Pour l'administration de médicaments tels que : l'amiodarone. Attention : date d'expiration
1,25 \$/chaque	O	EA	3	0	0	0	Tourniquet, Sans Latex	A	X	À utiliser pour l'installation des cathéters IV ou pour prélèvement sanguins.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
1,40 \$/chaque	O	EA	25	0	0	0	Pansements transparents Op-Site / Tegaderm 6 cm x 7 cm	A	X	À utiliser sur les régions brûlées du deuxième degré. Aussi utilisé pour fixer un cathéter IV et pour protéger la peau des abrasions.
3,25 \$/boîte	0	BX	2	1	1	1	Chlorhexidine 0,5%/ALC 70% 100 tampons/boite Trousse d'intervention du spécialiste en sauvetage (5 tampons)	A	X	Remplace les tampons d'alcool. Nettoyage de la peau avant une injection 1) Frotter légèrement là où l'injection doit être donnée 2) Nettoyer la peau de la plaie vers l'extérieur, avec un mouvement circulaire.
Yeux, oreilles, nez et gorge										
5,90 \$	O	BX	1	1	0	1	Abaisse-langue, uniservice, stérile Bois Boîte de 100	A	X	Pour faciliter l'examen de la bouche, gorge, dents. Pour étendre les lubrifiants, etc. Cousiné – peut servir d'une attelle convenable pour les doigts. Insérer dans la bouche pour contrôler la langue pour permettre l'examen des dents, des gencives et de la gorge.
3,50 \$	O	EA	1	1	0	0	Seringue pour oreille et ulcère Caoutchouc. Capacité 30 ml. Injecteur d'une longueur de 3,75 cm	A	X	Utiliser avec une solution appropriée à seules fins de nettoyage et d'irrigation. Exercer une légère pression.
198,30 \$/boite	O	BX	1	0	0	0	Curette pour les oreilles, Lighted Versalooop (50)	A	N/A	Utilisé pour retirer le cérumen si l'irrigation du conduit auditif est contre-indiquée car présence d'une perforation tympanique.
322,30 \$	O	BX	1	1	0	0	Tampons pour Épistaxis antérieur (Merocel) ou équivalent Boîte de 10 unités	A	Z	Pour l'épistaxis massive.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
59,94 \$	O	BX	0	1	0	0	Hydrion - PH Papier servant à mesurer le pH oculaire Boîte distributrice contenant deux rouleaux	A	Y	Mesure le pH oculaire 6,5-10
10,42 \$	O	BX	1	1	0	0	Tampon, coton, pour les yeux Composé de coton hydrophile comprimé, blanc, stérile, recouvert de gaze des deux côtés. 4,69 cm x 6,98 cm. Tampon pour les yeux. Scellé sous enveloppe. Boîte de 50	A	X	Protection des yeux.
5,48 \$/chaque	O	EA	6	0	0	0	Protecteur oculaire, ophtalmologie Simple, en plastique couleur chair, avec élastique. Longueur 7,5 cm, largeur 4,1 cm.	A	X	Protège les bandages des yeux en traitement. Apporter sur le pansement de l'œil.
46,00 \$	O	EA	4	0	0	0	Morgan's Lens	A	N/A	Lentille pour irrigation des yeux. Sans latex. Attention : date d'expiration
Génito-urinaire										
21,65 \$/chaque	H	EA	6	0	0	0	Spéculum vaginal Moyen. Modèle Welch Allyn.	A	N/A	Pour l'examen du vagin en cas d'infection ou de blessure.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
9,00 \$	O	EA	3	3	0	0	Nécessaire de cathétérisme urétral Nécessaire stérile comprenant : antiseptique, balles hydrophiles (quantité 5), champ opératoire en plastique (90 cm carrés) fenestré, gants de plastique (1 paire), lubrifiant stérile, sac urinal, drap hydrophile imperméable.	A	Z	Pour aider un patient à éliminer ses urines, pour recueillir un spécimen stérile ou autre. Nettoyer le pénis ou la zone de la vulve à l'aide de savon et d'eau, et introduire le cathéter aseptique dans l'urètre. Placer l'extrémité ouverte dans un bassin pour recueillir les urines. Attention : date d'expiration
81,54 \$	O	BT	1	1	0	0	Multistix-10 bandelettes réactives et échelle colorimétrique, urine Poids spécifique, pH, leucocytes, nitrites, protéines, cétone de glucose, urobilinogène, sang Bouteille de 100 analyses	A	Z	Pour déterminer la présence de diverses substances dans l'urine à l'aide de l'échelle colorimétrique. Plonger l'extrémité de la bandelette dans l'urine. Comparer les changements de couleur à l'aide de la feuille de couleurs aux temps indiqués - prendre en note les résultats. Attention : date d'expiration
29,16 \$	O	EA	5	5	0	0	Trousse urinaire de grossesse	A	Y	Attention : date d'expiration
41,80 \$	O	EA	10	10	0	0	Bouteille pour échantillon d'urine Jetable. Stérile. En plastique transparent. 20 ml (2oz) avec bouchon étanche.	A	X	
6,75 \$/chaque	O	EA	3	0	0	0	Sacs de drainage urinaire Sac de chevet de 2L	A	N/A	Pour recueillir l'urine.
1,75 \$/chaque	O	EA	2	0	0	0	Cathéter urétral modèle Foley, taille française 14	A	N/A	Attention : date d'expiration

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
1,75 \$/chaque	O	EA	2	0	0	0	Cathéter urétral modèle Foley, taille française 16	A	N/A	Attention : date d'expiration
86,40 \$	O	EA	1	1	0	0	Bassin de lit Ovale. En acier inoxydable.	A	X	
51,60 \$	O	EA	1	1	0	0	Urinal, homme Urinal de forme cylindrique en acier inoxydable.	A	X	
	O	EA	20	20	0	0	Piqué jetable protecteur pour draps (Pad bleu) Coussin en tissu non tissé, rembourré d'ouate de cellulose hydrophile, dessous imperméable Largeur 42 cm et longueur 61 cm	A	X	
Gestion des voies respiratoires et matériaux d'oxygène										
11,65 \$/chaque	O	EA	2	2	0	0	Masque de réanimation pour adultes, Ambu SPUR II (ou équivalent) Trousse d'intervention de l'officier de la santé (1)	A	X	Pour ventilation assistée.
60,00 \$/chaque	O	EA	2	2	0	0	I-gel®, dispositif supraglottique grandeur 5, adulte large, 90+kg Trousse d'intervention de l'officier de la santé (1)	A	X	Dispositif d'urgence des voies respiratoires : L'i-gel® se positionne de lui-même avec précision et

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
60,00 \$/chaque	O	EA	2	2	0	0	I-gel®, dispositif supraglottique grandeur 4, adulte moyen 50–90kg Trousse d'intervention de l'officier de la santé (1)	A	X	naturellement par-dessus la structure laryngée, assurant une étanchéité péri-laryngée fiable sans nécessité de bourrelet gonflable Attention : date d'expiration
60,00 \$/chaque	O	EA	2	2	0	0	I-gel®, dispositif supraglottique grandeur 3, adulte petit 30–60kg Trousse d'intervention de l'officier de la santé (1)	A	X	
52,04 \$/ens.	O	SE	1	1	1	1	Canule Naso-Pharyngée (trompette nasale), ensemble de 9 grandeurs	A	X	Utilisé pour les cas où il ya un réflexe GAG positif et donc impossible d'utiliser la canule ORO-pharyngée. Lubrifier la pointe de la canule et insérer, le biseau vers le septum nasal, dans la narine droite. NE PAS forcer l'insertion. ATTENTION: Ne pas utiliser en cas de traumatisme crânien.
15,99 \$	O	EA	1	1	1	1	Guédelle, ensemble de grandeurs de couleur différentes (8 emballés individuellement) Canule Oro-Pharyngée	A	X	Pour maintenir l'ouverture des voies respiratoires d'un patient inconscient. Ouvrez les voies respiratoires en basculant la tête vers l'arrière ou par la luxation de la mâchoire inférieure s'il semble y avoir un traumatisme à la tête ou à la colonne vertébrale. Insérer la canule sur la langue jusqu'à ce que le raccord touche aux dents
	O	BT	6	4	0	0	Oxygène (portable) Fournis dans des cylindres de 12,5 pieds cubes (30 minutes)	A	X	
	O	BT	2		0	0	Oxygène, grosses bouteilles Grosseur H (ou équivalent) Bouteille à oxygène MM de 122 pieds cubes munie d'un capuchon	A	X	

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
3,25 \$/chaque	O	EA	4		0	0	Masques à oxygène, simples, taille adulte Masque à oxygène pour adultes, concentration moyenne, avec tube connecteur	A	X	S'applique sur le visage du patient et permet de lui administrer de l'oxygène.
3,25 \$/chaque	O	EA	4	2	0	0	Masques à oxygène Masque à oxygène sans ré-inspiration, taille adulte, avec réservoir et tube connecteur	A	X	S'applique sur le visage du patient et permet de lui administrer une forte concentration d'oxygène.
1,65 \$/chaque	O	EA	4	2	0	0	Pince nasale Oxygène, avec tube connecteur, taille adulte	A	X	Sert à administrer une faible concentration d'oxygène au patient par le nez.
9,50 \$/chaque	O	BT	2		0	0	Humidificateur, Chambre à air pour oxygène Bouteille de 600 ml	A	X	
81,54 \$/ boîte de 50	O	EA	5	5	0	0	Canule d'aspiration Yankauer	A	X	À utiliser pour aspirer les sécrétions dans la bouche
0,98 \$/chaque	O	EA	5	0	0	0	Cathéter d'aspiration #14fr	A	N/A	Utilisation pour aspirer la sécrétion dans les voies respiratoires
31,80 \$/chaque	O	EA	2	0	0	0	Tube connexion aspiration extension tube to connect between suction device and suction catheter	A	N/A	Use to connect suction device and catheter
1,65 \$/chaque	O	EA	5	5	0	0	Tube nasogastrique Standard 48 #14fr	A	N/A	

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
1,65 \$/chaque	O	EA	5	5	0	0	Tube nasogastrique Standard 48 #18fr	A	N/A	
Prix à déterminer selon le modèle	O	EA	1	1	0	0	Dispositif d'aspiration électrique compacte et portable	A	X	Dispositif d'aspiration, avec pile rechargeable, chargeur intégré et bouton de réglage du vide et de mise en marche. Doit demeurer dans la clinique. La marque appropriée serait Leardal, DeVilbiss, etc.
	O	EA	1	1	0	0	Fournitures supplémentaires x 1 kit pour l'unité d'aspiration électrique compacte et portable Comprend : 1 seau supplémentaire, 1 filtre supplémentaire, tuyau pour connecter le dispositif d'aspiration	A	X	Assurez-vous d'avoir au moins un kit supplémentaire à remplacer en cas d'utilisation. Tous ces articles sont à usage unique et doivent être jetés après usage.
Prix à déterminer selon le modèle	O	EA	1	1	0	1	Unité d'aspiration manuelle	A	X	Unité d'aspiration manuelle À garder à l'infirmerie.
	O	EA	1	1	0	1	Fournitures supplémentaires x 1 kit pour l'unité d'aspiration manuelle Comprend : 1 seau supplémentaire, tuyau pour connecter le dispositif d'aspiration	A	X	Assurez-vous d'avoir au moins un kit supplémentaire à remplacer en cas d'utilisation. Tous ces articles sont à usage unique et doivent être jetés après usage.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
Musculo-squelettique et matériaux d'immobilisation										
0,37 \$/chaque	O	EA	12	6	1	1	Bandage en coton élastique Bandage de contention avec fils de caoutchouc recouverts, couleur chair, en rouleau d'une longueur de 4,6 m avec 2 pinces métalliques Largeur 10 cm	A	X	Genre de bandage de contention. Utiliser principalement pour envelopper les articulations en cas d'entorses. S'assurer de ne pas bloquer la circulation. Faire attention à l'engourdissement, au picotement ou à l'enflure en aval du bandage. Bander en remontant et en tirant légèrement en exerçant une légère pression de façon régulière. Également utilisé pour fixer une attelle en cas de suspicion de fracture ou d'entorse grave
1,00 \$	O	EA	12	12	6	6	Bandage Triangulaire Blanc, plié et comprimé. Non blanchi. Avec ou sans épingles de sûreté ou ruban d'attache. 96,5 cm x 96,5 cm x 137 cm	A	X	Utiliser comme attelle pour le bras, suspendue autour du cou.
48,32 \$/paire	O	PR	1	1	0	0	Béquille, paire ajustable 5'2" à 5'10", aluminium	A	X	
23,96 \$	O	PR	1	0	0	0	Béquille, paire ajustable 5'10" et plus, aluminium	A	X	
10,04 \$	O	EA	4	4			Collet sélect Laerdal Stifneck réglable	A	X	Pour soutenir le cou et la tête. Ajuster parfaitement autour du cou pour garder le menton relevé et les vertèbres bien alignées.
3,08 \$	O	EA	4	4			Attelle Sam, pour les doigts	A	X	Pour immobiliser un doigt.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
13,14 \$	O	EA	4	4	0	0	Attelle pour immobilisation	A	X	Plastique, compatible avec les rayons X Très polyvalent, peut être utilisé pour le pied, la cheville, le bas de la jambe, le genou, la main, le poignet, l'avant-bras, le coude ou le haut du bras. Fabriquée par : Geen Healthcare, 931 Progress Ave, Unit 13, Scarborough ON M1G 3V5 Ligne sans frais : 1-800-565 4336 Tél. : (416) 439-2237 Fax : (416) 439-6934
16,80 \$	O	RL	2	1	0	1	Splint Sam rolled small 9" (rouleau)	A	X	Utilisé pour l'immobilisation des blessures du squelette ou des tissus mous. Construit à partir d'une fine couche d'alliage d'aluminium et pris en sandwich entre deux couches de mousse à cellules fermées, l'attelle SAM peut être pliée dans l'une des trois courbes simples, devient extrêmement forte et solidaire pour tout membre fracturé ou blessé.
	O	RL	2	2	0	2	Splint Sam rolled medium 18"	A	X	
5,82 \$	O	EA	2	2	0	1	Sac, eau chaude Caoutchouc rouge. Capacité 2,2 litres. Bouchon filé	A	X	Pour réchauffer de façon modérée, en cas de blessure, de douleur ou d'élongation. Remplir à moitié d'eau et expulser l'air avant de refermer. Couvrir avec une serviette et appliquer sur la région touchée.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
7,70 \$	O	EA	2	2	0	1	Sac, glace Genre auriculaire. Sac ovale en caoutchouc, 18,4 cm x 28 cm, avec orifice de remplissage, 5 cm de diamètre. Avec ou sans rubans d'attache.	A	X	Pour refroidir en cas d'élongation et d'enflure. Remplir à moitié; il peut être nécessaire de remplir avec de la glace broyée. Envelopper d'une serviette et appliquer sur la région touchée.
1,45 \$	O	EA	5	5	0	2	Coussinet en gel réutilisable (chaud/froid) 4"X 5"	A	X	Utilisé chaud ou froid pour les blessures musculo-squelettiques.
Signes vitaux et outils d'examen										
Valeur approximative de 25 000 \$	H	EA	1	0	0	0	Moniteur/défibrillateur X Séries de Zoll X	A	N/A	** Fourni par le programme d'officier de santé** Analyser le rythme cardiaque (ECG à 12 dérivations), mesurer les signes vitaux et administrer une cardioversion, une défibrillation et une stimulation cardiaques.
	H	EA	4	0	0	0	Électrodes CPR Stat-PADZ Séries de Zoll X	A	N/A	Attention: date d'expiration
	H	BX	1	0	0	0	Électrodes ECG 5 par sachet Boite de 500	A	N/A	Attention: date d'expiration
	H	Roll	2	0	0	0	Papier thermique pour le moniteur Séries de Zoll X	A	N/A	

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
Prix à déterminer selon le modèle	O	EA	1	1	1	1	Sphygmomanomètre automatisé Manomètre anéroïde avec gaine gonflable, soupape à verrouillage et bande velcro. Échelle graduée jusqu'à un maximum de 300 mm Livret d'instructions et étui de vinyle. Inclure un grand brassard pour adulte.	A	X	Pour vérifier la tension artérielle. Peut aussi servir de garrot lors du prélèvement d'un échantillon sanguin. Fixer le manchon fermement autour de l'avant-bras. Appliquer le diaphragme sur la partie inférieure du coude (au-dessous du manchon). Gonfler le manchon jusqu'à ce que le pouls devienne inaudible. Relâcher lentement la pression d'air (en desserrant la vis du manchon).
Prix à déterminer selon le modèle	O	EA	1	1	1	1	Stéthoscope Modèle Fleischer. Type duo-sonic avec tubes. Dans une boîte avec une paire d'embouts auriculaires moulés, une paire d'embouts auriculaires flexibles et un diaphragme supplémentaire Ressort intérieur caché. Acier inoxydable	A	X	
Prix à déterminer selon le modèle	O	SET	1	0	0	0	Otoscope et ophtalmoscope, jeu, modèle 11720 Manche avec pile rechargeable de 3,5 V. Otoscope et illuminateur de gorge halogène à optique en fibre de 3,5 V. Spéculums de 3 dimensions : 3mm, 5mm, 7mm. Ophtalmoscope halogène coaxial. Jeu pour diagnostic complet comportant un filtre bleu de cobalt pour les examens de la cornée.	A	N/A	Pour l'examen des yeux et des oreilles. Utiliser avec le spéculum approprié. Introduire délicatement dans l'oreille ou placer près de l'œil, allumer la lampe et observer. Pour vérifier l'état des tissus.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
Prix à déterminer selon le modèle	O	EA	1	1	1	1	Oxymètre de pouls (oxymètre de pouls portable de modèle NPB-40 – ou l'équivalent) fabriqué par Nellcor Puritan Bennet	A	X	Sert à mesurer la saturation en oxygène du sang périphérique.
3,50 \$/sac	O	PK	3	0	0	0	Spéculum, otoscope 4,25mm Sac de 34	A	N/A	
2 500,00 \$	H	EA	1	0	0	0	Reichert TonoPen Avia	A	N/A	** Fourni par le programme d'officier de santé** Évaluation sur place de la pression oculaire interne
95,00 \$	H	BX	1	0	0	0	Reichert protecteurs d'embout Ocu-film Boîte de 50, emballé individuellement	A	N/A	Pour couvrir l'embout du TonoPen lors de la prise de mesure dans l'œil. 1 boîte peut être partagée entre plusieurs navires Attention: date d'expiration
14,95 \$/chaque	O	EA	2	1	0	1	Thermomètre à affichage numérique à bout flexible	A	X	Pour prendre la température du corps par voie buccale, axillaire ou rectale. Gradué en Celsius. À utiliser avec les couvre-sondes (6515-21-857-6968). Les couvre-sondes sont en plastique et jetables.
Prix à déterminer selon le modèle	O	EA	2	1	1	1	Thermomètre digital pour hypothermie	A	X	
2,54 \$	O	BX	1	1	1	1	Couvre-sondes Boîte de 100	A	X	Les couvre-sondes sont en plastique et jetables.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
139,98 \$ /chaque		EA	1	1	0	0	Thermomètre Réfrigérateur Min-Max	A	X	Pour le contrôle de la chaîne de froid des vaccins.
Prix à déterminer selon le modèle	O	EA	1	1	0	0	Glucomètre Contour Next EZ (ou autre marque si non disponible)	A	X	
Prix à déterminer selon le modèle	O	BX	1	1	0	0	Bandelettes réactives pour la détermination de la glycémie Pour Contour Next EZ (ou autre marque si non disponible) Boîte de 100	A	X	Attention : date d'expiration
Prix à déterminer selon le modèle	O	BX	1	0	0	0	Solution de calibrage Solution de contrôle pour le Contour Next EZ (ou autre marque si non disponible). Bouteilles de 2,5 ml	A	X	Attention : date d'expiration
Prix à déterminer selon le modèle	O	EA	2	2	0	2	Piles (CR2032) x 2 Piles pour le glucomètre. Choisissez la taille de la batterie en fonction du modèle de glucomètre.	A	X	
49,92 \$	O	BX	1	1	1	1	Lancettes Safe-T-Pro Profondeur 1,8mm, calibre 0,81mm Boîte de 200	A	X	Pour le prélèvement de sang capillaire.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
Prix à déterminer selon le modèle	O	EA	1	1	0	0	Loupe	A	X	
9,90 \$	O	EA	1	1	0	0	Charte pour examen visuel, Adulte/Enfant 10 pieds (Snellen)	A	X	Utilisé pour la mesure de l'acuité visuelle dans l'évaluation approximative de la vision.
5,00 \$/chaque	O	EA	1	0	0	0	Ruban à mesurer en vinyle 60'/150 cm	A	X	
3,84 \$	O	EA	1	1	0	0	Marteau à réflexes Modèle Taylor. Poignée solide, plaqué chrome. Taille: grand	A	X	Pour vérifier les réflexes au niveau du genou, du coude et d'autres articulations.
Prix à déterminer selon le modèle	O	EA	1	0	0	0	Mallette/sac de transport En cuir ou en vinyle	A	X	Pour le transport de la trousse d'intervention d'urgence des officiers de santé. S'adresser à une entreprise qui distribue du matériel médical.
Instruments										
7,80 \$	O	BT	1	1	0	1	Peroxyde d'hydrogène accéléré (Stérilisant Accel- Désinfectant de haut niveau) Germicide Bouteille de 4 L	A	X	Pour la désinfection d'instruments- Dans le cas d'articles critiques tels que les instruments chirurgicaux – Faire tremper au moins 6 heures. Dans le cas d'articles semi-critiques, faire tremper 35 minutes. Suivre les instructions. Attention : date d'expiration
17,00 \$	O	BX	1	0	0	0	Sac pour stérilisation 5 ¼ x 10 Boîte de 200	A	N/A	Sac de stérilisation pour matériel médical.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
	O	BT	5	5	0	1	Eau Stérile Irrig 1000 ml	A	X	À utiliser après la désinfection des instruments chirurgicaux (voir page A-3). Attention : date d'expiration
4,95 \$/chaque	O	EA	2	1	0	0	Pince, hémostatique Acier inoxydable, fini miroitant. Branches droites avec anneaux pour les doigts, encliquetage à rochet et entablure. Modèle Crile. Mors striés et légèrement recourbés. Longueur 13,75 cm	A	Y	Pincés aseptiques : utiliser en chirurgie pour pincer une veine ou une artère afin d'arrêter l'hémorragie. Utile pour l'application des pansements stériles. Stérilisation: faire bouillir ou placer dans un autoclave. Si cela n'est pas possible, plonger dans l'alcool pendant au moins 1/2 heure.
9,72 \$	O	EA	2	2	0	0	Pince, hémostatique Acier inoxydable, fini miroitant. Branches droites avec anneaux pour les doigts, encliquetage à rochet et entablure. Modèle Crile. Mors droits et striés. Longueur 13,75 cm	A	Y	Pincés aseptiques : utiliser en chirurgie pour pincer une veine ou une artère afin d'arrêter l'hémorragie. Utile pour l'application des pansements stériles. Stérilisation: faire bouillir ou placer dans un autoclave. Si cela n'est pas possible, plonger dans l'alcool pendant au moins 1/2 heure.
32,50 \$/chaque	O	EA	2	0	0	0	Forceps Magill (jetables) Acier inoxydable de qualité chirurgicale Usage unique Préemballé et stérilisé	A	N/A	Pour retirer un corps étranger dans les voies respiratoires ou dans une autre cavité corporelle.
	O	PK	1	1	1	1	Échardes (lame/aiguille pour enlever les échardes) 20 par paquet d'aiguilles jetables pour enlever les échardes	A	X	manufacturé par MediPoint https://www.medipoint.com/html/splinter_out.html

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
6,65 \$/chaque	O	EA	2	1	0	1	Ciseaux, pansements Ciseaux de type Lister. Lames incurvées par rapport au manche, une lame étant plus longue que l'autre. Acier inoxydable. Longueur 18,4 cm. Longueur du tranchant 4,4 cm. Longueur de la lame plus longue 5 cm. Une extrémité émoussée.	A	X	
4,50 \$/chaque	O	EA	2	1	0	1	Ciseaux, chirurgie générale Lames droites avec extrémités émoussées. Acier inoxydable. Longueur 13,75 cm. Longueur du tranchant 3,75 cm.	A	X	En usage aseptique, sert à manipuler les pansements chirurgicaux. Éviter de contaminer les tranchants et utiliser avec des pansements et des bandages aseptiques. Tremper fréquemment dans l'alcool afin de les garder propres.
9,98 \$/chaque	O	EA	2	1	1	1	Trauma shears, ciseaux (Tuff cuts)	A	X	Type de ciseaux utilisés par le personnel médical d'urgence pour couper rapidement et en toute sécurité les vêtements des personnes blessées
3,54 \$	O	BX	1	1	0	0	Bistouri, chirurgie générale Stérile et jetable. Lame de chirurgien en acier inoxydable fixée à un manche en plastique. Lame avec dispositif protecteur en vinyle. Scellé sous enveloppe en papier. Taille de la lame 11. Boîte de 10	A	Y	Pour inciser la peau. Manipuler le matériel stérilisé avec soin pour éviter de la contaminer avant usage. Nettoyer la peau avec un antiseptique (de l'alcool) avant d'inciser.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
16,20 \$	O	EA	1	1	0	1	Bassin, réniforme En forme d'haricot. Acier inoxydable ou plastique. Longueur 255 mm, largeur 115mm, hauteur 55mm. Modèle Volbrath 1C183, N° 88600.	A	X	Pour recueillir les vomissures ou les liquides d'irrigation. Bien ajuster sous le menton du patient, sous la région à irriguer (oreille).
95,94 \$	O	EA	1	1	0	1	Coupe-bague	A	X	
Ouvrages médicaux										
			1	1	0	0	<u>Guide canadien d'immunisation - Édition courante</u> ***Disponible sur le Web Guide canadien d'immunisation - Canada.ca	A	X	Disponible aux publications du Gouvernement du Canada . 1-800-635-7943
			1	1	0	0	<u>Merck Manual</u> 20e édition, 2018, 113,95 \$ Disponible en ligne ou dans toute bibliothèque, (non disponible en français)	A	X	Publié par: Merck, Sharp and Dohme Ltd. Box 899 (Pointe Claire) Dorval 700, Québec.
			1	1	0	0	<u>Dorland's Pocket Medical Dictionnary</u> 29e édition 2012 39,95 \$. Disponible en ligne ou à toutes les bibliothèques (non disponible en français).	A	X	Éditeur: Saunders Canadian Agent: W.B. SAUNDERS CO. Canada Ltd. 1 Godthorne Ave Toronto, Ontario, M8Z 5T9.

Prix approximatif	CODE d'acquisition	Unité de distribution	Barème				Description	CODE infirm	CODE S en S	Application/Instructions
			A	B	C	D				
			1	0	0	0	Dorland's Dictionary Bilingual 28 ^e édition 2008 65,00 \$. Disponible en ligne ou à toutes les bibliothèques.	A		
			1	1	0	0	<u>Guide de pratique clinique du personnel infirmier en soins primaires</u>, direction générale de la santé des premières nations et des Inuits Conformément aux barèmes A et B, il doit y avoir à bord des navires de la GCC les versions anglaises et françaises du guide. *** Disponible sur le Web <u>Alberta connexion (onehealth.ca)</u> Connexion :: Nursing Mot de passe: National	A	X	Distribué par: le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada. Catalogue: H34 – 109/2000E Catalogue: H34 - 109/2000F ISBN: 0-660-18225-4 Publication autorisée par le ministère de la Santé.
			1	0	0	0	Bates' Guide to Physical Examination and history taking	A		Livre d'examen clinique, ne doit pas nécessairement être la dernière version ISBN-10: 9781469893419
			1	0	0	0	Mosby's 2020 Nursing Drug Reference Ou version plus récente si disponible	A		Utiliser comme référence de médicaments pour remplacer le CPS ISBN: 9780323661362

Appendice 1 Trousse médicale de réanimation d'urgence no 1

N° de nomenclature 6545-21-880-6729	Article n° #246	U de d	Qté.
6135-21-892-5252	Pile sèche, format C1.5 volts	EA	1
6135-21-892-5254	Pile sèche, format AA, 1.5 volts, boîte de 4	PK	1
9999-21-892-5254	Pile sèche, format D	EA	2
Non stocké	Lampe de poche, 2 piles	EA	1
6505-21-845-9045	Lubrifiant chirurgical, tube de 125g	TU	1
6515-21-852-9429	Abaisse-langue, bois, boîte de 100	PK	1
Non stocké **	Canule de guédal, enfants, portex, calibre 2, cat. no 6-67	EA	1
Non stocké *	Canule de guédal, adulte, portex, calibre 3, cat. no 6-70/1	EA	1
Non stocké *	Canule de guédal, adulte, portex, calibre 4, cat. no 6/71	EA	1
Non stocké *	Trousse, 18-1/2 x 17-1/4 x 4-1/4, cat. no 8-5290	EA	1
Non stocké *	Ciseaux, brancardier, avec ficelle, cat. No. 6-6015/1	EA	1
9999-00-300-2890	King LT / Grandeur 4 (rouge)	EA	1
9999-00-300-2888	King LT / Grandeur 5 (mauve)	EA	1
6515-21-893-6236	VPO Seringue	EA	2
Non stocké *	Aiguille exploratoire, calibre 2, 16" x 4", no cat. 6-4377	EA	1
Non stocké *	Appareil de succion, type manuel, avec cathéters, cat. no 6-310	EA	1
Non stocké *	Pince hémostatique, Crile 5-1/2", mors droit,, cat. no 6-2810	EA	2
6515-2188-5182-5	Ambu Spur II Adulte ballon-masque réanimateur	EA	1
6515-21-904-7049	Masque de réanimation	EA	1

* Les numéros de catalogue de la colonne intitulée « Article » proviennent du Catalogue de fournitures et appareils médicaux de Santé Canada

** Durée de conservation de 18 mois maximum à partir de la date de réception de la trousse.

Appendice 2 Trousse médicale de réanimation d'urgence No 2

N° de nomenclature 6545-21-880-6730	Article No 247	U de d	Qté.
Non stocké **	Canule de guédal, enfant, portex, calibre 2, no cat. 6-67	EA	1
Non stocké *	Canule de guédal, enfant, portex, calibre 4, no cat. 6-71	EA	1
Non stocké *	Appareil, succion, type manuel, avec cathéters, no cat. 6-310	EA	1
Non stocké *	Trousse, 19" X, 6"-1/2, avec plateau amovible, no cat. 8-3403/1	EA	1
6515-2188-5182-5	Ambu Spur II Adulte ballon-masque réanimateur	EA	1
6515-21-904-7049	Masque de réanimation	EA	1

Articles supplémentaires

Les articles suivants peuvent être commandés en plus uniquement à titre de remplacement.

N° de nomenclature	Article	U de d	Qté.
Non stocké	Pile sèche, format D	EA	10
Non stocké	Lampe de poche, 2 piles	EA	1
6505-21-845-9045	Lubrifiant chirurgical, tube de 125g	TU	1
6515-21-852-9427	Abaisse-langue, bois, boîte de 25	PK	1
Non stocké	Lampe, incandescente, Penlon, pièce no 030092, paquet de 5	PK	1

* Les numéros de catalogue de la colonne intitulée « Article » proviennent du Catalogue de fournitures et appareils médicaux de Santé Canada

Appendice 3 Trousse de premiers soins à usage général – Type A

N° de nomenclature 6545-21-852-9432	Article n° 249	U de d	Qté.
6510-21-846-1222	Transpore 7.5 cm x 2.5 cm	RL	1
6510-21-102-7867	Pansement pour premiers soins, campagne	EA	2
6510-21-116-0197	Coton, hydrophile. Paquet de 28,0g	PK	2
6510-21-671-1182	Tampon oculaire, coton 4,69 cm x 6,98 cm (1-7/8" x 2-3/3")	BX	1
6510-21-671-6728	Bandage, rouleau autocollant 7.5 cm x 4.6m (3" x 15')	BG	1
6510-21-886-4657	Bandage, adhésif, 7.5 cm x 1.9 cm (3" x 3/4"), 100's	BX	1
6510-21-845-2060	Tampons de chlorure de benzalconium - Boite de 100	BX	1
6510-21-904-7221	Bandage, triangulaire, paquet de 2.	PK	1
6515-00-337-2400	Pincés à échardes	EA	1
6515-00-367-0420	Protecteur oculaire, ophtalmologie	EA	1
6515-21-845-9482	Gants, jetables, boîte de 100	BX	1
6515-21-844-5204	Porte-coton, jetable, boîte de 100	PK	1
6515-21-904-7049	Masque, réanimation, avec valve jetable anti-reflux	EA	1
6530-21-844-6588	Cuvette, toilette***	EA	-
6530-21-848-4908	Civière pliante***	EA	-
7530-21-852-9254	Registre de traitement de secouriste	EA	1
7610-21-843-6190	Livre, Guide de premiers soins, Ambulance St-Jean	EA	1
8315-21-843-6856	Épingle de sûreté. Carton de 12.	SE	1
6510-21-671-3055	Éponge chirurgicale stérile, 5 cm x 5 cm, paquet de 25	PK	1
7210-21-870-6172	Couverture de secours plastique mylar 56" x 84	EA	1
6510-21-891-0091	Éponge chirurgicale non stérile, 10 cm x 10 cm, paquet de 200	PK	1
6510-21-671-3078	Éponge chirurgicale (compresses), stérile, 12 épaisseurs, 10 cm x 10 cm, paquet de 25	PK	1

*** Ne fait pas partie de la trousse; à commander séparément.

Appendice 4 Trousse de premiers soins à usage général – Type B

N° de nomenclature 6515-21-852-9433	Article n° 250	U de d	Qté.
6510-00-203-5000	Ruban adhésif, chirurgical, 7.5 cm x 4.6m (3" x 15')	RL	1
6510-21-102-7867	Pansement pour premiers soins, campagne	EA	2
6510-21-116-0170	Bandage, feutre orthopédique	EA	2
6510-21-671-5242	Bandage, gaze, 5 cm x 4.6m (2" x 15') sac de 12	BG	1
6510-21-116-0197	Coton, hydrophile. Paquet de 28,0g	PK	4
6510-21-671-1182	Tampon, oculaire, coton, 4.69 cm x 6.98 cm (1-7/8" x 2-3/4") 50/boite.	BX	1
6510-21-671-6728	Bandage, rouleau autocollant, 7.5 cm x 4.6m (3" x 15")	BG	1
6510-21-671-6732	Bandage, rouleau autocollant, 10 cm x 4.6m (4" x 15')	EA	6
6510-21-845-2239	Bandage, adhésif, boîte de 100	BX	1
6545-21-852-9429	Boîte, trousse de premiers soins	EA	1
6510-21-845-2060	Tampons de chlorure de benzalconium - Boîte de 100	BX	1
6510-21-904-7221	Bandage, triangulaire, paquet de 2	PK	3
6515-00-337-2400	Pincés à échardes	EA	1
6515-00-363-8800	Ciseaux, pansements	EA	1
6515-00-367-0420	Protecteur oculaire, ophtalmologie	EA	2
6515-21-845-9482	Gants, jetables (paire) **	BX	1
6515-21-852-9428	Porte-coton, jetable, paquet de 25	PK	1
6515-21-904-7049	Masque, réanimation, avec valve jetable anti-reflux	EA	1
6530-21-844-6588	Cuvette, toilette***	EA	-
6530-21-848-4908	Civière, pliante***	EA	-
6545-21-116-2912	Lot d'attelles, fracture. En bois	SE	1
7210-21-849-9452	Couverture, lit, grise ***	EA	-
7530-21-852-9254	Registre de traitement du secouriste	EA	1
7610-21-843-6190	Livre, Guide de premiers soins, Ambulance St-Jean	EA	1
8315-21-843-6856	Épingles de sûreté. Carton de 9	EA	1
6510-21-671-3078	Éponge chirurgicale (compresses), stérile, 12 épaisseurs, 10 cm x 10 cm. Paquet de 25	PK	1

** Durée de conservation de 18 mois maximum à partir de la date de réception de la trousse.

*** Ne fait pas partie de la trousse; à commander séparément.

INDEX

0 44	
3.0 PS-1, Part # 8663G	37
4.0 PS-2, Part # 8682G	37
5.0 PS-3, Part # 8691G	37
Abaisse-langue, uniservice, stérile	47
Acétaminophène (Tylenol)	21
Acide acétylsalicylique 80 mg, à croquer	14
Acide Tranexamique (Cyclokapron)	13
Acyclovir-Hydrocortisone, crème (XERESE)	30
Adénosine	12
Aérochambre plus Flow view grandeur adulte	25
Aiguille de calibre 15 - 25 mm	45
Aiguille de calibre 15 - 45 mm	45
Aiguille hypodermique	41
Aiguille hypodermique stérile	41
Aluminium hydroxyde & magnesium comprimés (Diovol)	28
Amoxicilline + Clavunilate (Clavulin)	6
Ampoules Tetracaine HCL 0.5 %	11
Anatoxines tétanique et diphtériques et antigènes purifiés de Bordetella pertussis	8
Attelle pour immobilisation	55
Attelle Sam, pour les doigts	54
Azithromycine (Zithromax)	8
Bacitracine zinc et sulfate de polymyxine b, onguent (Polysporin)	30
Bandage en coton élastique	54
Bandage Triangulaire	54
Bandage, gaze, élastique	34, 35
Bande de fixation de pansements	35
Bandelettes réactives pour la détermination de la glycémie	59
Bassin de lit	50
Bassin, réinorme	63
Bates' Guide to Physical Examination and history taking	64
Benzalconium chloride, tampons	32
Benzocaïne 7,5% (Orajel)	23
Béquille, paire ajustable 5'2" à 5'10", aluminium	54
Béquille, paire ajustable jeune aluminium	54
Bistouri, chirurgie générale	62
Bisulfate de clopidogrel (Plavix)	15
Bouteille à goulot fileté	40
Bouteille pour échantillon d'urine	49
Canule d'aspiration Yankauer	52
Canule Naso-Pharyngée (trompette nasale), ensemble de 9 grandeurs	51
Canule Oro-Pharyngée (Guédelle), ensemble de 8 grandeurs de couleur différentes (emballés individuellement)	51
Cathéter d'aspiration #14fr	52
Cathéter urétral modèle Foley, taille française 14	49
Cathéter urétral modèle Foley, taille française 16	50
Cathéters intraveineux 16G	44
Cathéters intraveineux 18G	44
Cathéters intraveineux 20G	44
Cathéters intraveineux 22G	45
Cefoxitin sodium injectable (Mefoxin)	6
Ceftriaxone injectable (Rocephin)	6
Cephalexin comprimés (Keflex)	5
Cetirizine (Reactine Sans Somnolence)	25
Charte pour examen visuel, Adulte/Enfant 10 pieds (Snellen)	60
Chlorhexidine	47
Chlorhydrate d'amiodarone (Cordarone)	12
Chlorhydrate de cyclobenzaprine, (Flexeril)	23
Chlorhydrate de diphenhydramine, capsules (Benadryl)	5
Chlorhydrate de diphenhydramine, injectable (Benadryl)	5
Chlorhydrate de loperamide (Imodium)	9
Chlorhydrate de naloxone (Narcan), injection	19
Chlorure de sodium, injection intraveineuse	46
Ciloxan 0,3 %	10
Ciprodex 0,3 %	11
Ciprofloxacine, (Cipro)	5
Ciseaux, chirurgie générale	62
Ciseaux, pansements	62
Clindamycin HCL (Dalacin C)	6
Clindamycin injectable (Dalacin C Phosphate), i (IV/IM)	6
Clotrimazole 1% (Canesten)	8
Collet sélect Laerdal	54
Combivir (Zidovudine 300 mg/Lamivudine 150 mg)	16
Contenant pour objets piquants et tranchants – 1 pinte, couvercle sur le dessus	39
Contenant pour objets piquants et tranchants – Wallmount 5 pintes	39
Coupe-bague	63
Coussinet abdominal	34
Coussinet en gel réutilisable (chaud/froid) 4"X 5"	56
Coussinet non adhérent stérile (Telfa or equivalent)	35
Couvre-sondes	58
Curette pour les oreilles, Lighted Versalooop (50)	47
Dex 4 ou Insta-Glucose	18
Dextrométhorphan, sirop	26
Dextrose 5%	46
Diazepam (valium)	27
Diazepam Injectable	27
Diclofenac sodique (Voltaren Emulgel)	22
Dimenhydrinate (Gravol)	26
Dimenhydrinate, injection (Gravol)	27
Diméthylpolysiloxane, 20% crème (Barrière)	31
Dispositif d'aspiration électrique compacte et portable	53
Dispositif d'injection intraveineuse JC6519	46
Dissolvant, bandes adhésives	35
Dorland's Dictionary Bilingual	64
Dorland's Pocket Medical Dictionary	63
Eau Stérile Irrig 1000 ml	61
Eau stérile pour injection	45
Échardes (lame/aiguille pour enlever les échardes)	61
Électrodes CPR Stat-PADZ Séries de Zoll X	56
Électrodes ECG	56

Énoxaparine sodique (Lovenox).....	15	Lorazépam, comprimés (Ativan)	28
Ensemble de médicaments secondaires JC7451.....	46	Loupe	60
Épinéphrine 1 mg/10 ml Seringue pré-remplie	24	Lubrifiant ophtalmique gouttes (larme naturelle)	11
Épinephrine Auto-Injector (EpiPen).....	23	Lubrifiant, chirurgical Muko	30
Épinéphrine, injection 1:1000 (Adrenalin).....	23	Mallette / sac de transport.....	60
Érythromycine 0,5%, onguent ophtalmique (Ilotycin).10		Marteau à réflexes.....	60
Famotidine injectable (Pepcid)	29	Masque de protection chirurgicale à boucle d'oreille.39	
Famotidine (Pepcid).....	29	Masque de réanimation pour adultes, Ambu SPUR II (ou équivalent).....	50
Fentanyl inj. 50 mcg/ml.....	21	Masques à oxygène	52
Fluconazole (Diflucan).....	9	Masques à oxygène, simples, taille adulte	52
Fluorescéine sodique, 2.0% p/v, gouttes ophtalmique Minims	11	Maxeran/Metochlopramide.....	26
Forcepts Magill (jetables).....	61	Meclizine (Bonamide).....	26
Fournitures supplémentaires x 1 kit pour l'unité d'aspiration électrique compacte et portative.....	53	Merck Manual.....	63
Fournitures supplémentaires x 1 kit pour l'unité d'aspiration manuelle	53	Metformine (Glucophage).....	18
Furosemide comprimés (Lasix)	16	Methocarbamo (Robaxin).....	22
Furosémide, injection(LASIX).....	16	Metronidazole (Flagyl).....	8
Gants de nitrile large (100).....	38	Metronidazole injectable (Flagyl).....	8
Gants de nitrile Moyen (100)	38	Midazolam (versed) injectable.....	28
Gants de nitrile petit (100)	38	Moniteur/défibrillateur X Séries de Zoll X	56
Gants de nitrile X-large (100).....	38	Morgan's Lens.....	48
Gants, chirurgicaux, pointure 7 ½.....	38	Mosby's 2020 Nursing Drug Reference.....	64
Gants, chirurgicaux, pointure 8 ½.....	38	Multistix-10 bandelettes réactives et échelle colorimétrique, urine.....	49
Gastrolyte (sachet).....	29	Mupirocine ointment 2%.....	30
Gaze, non-stérile 2x2.....	33	NACL 0,9% pour injection	45
Gaze, non-stérile 4x4.....	33, 34	Naloxone Hydrochloride vaporisateur nasal (Narcan vaporisateur nasal).....	19
Gaze, stérile 2x2.....	34	Naproxène (Aleve)	22
Glucagon – vaporisateur nasal Baqsimi	17	Nécessaire de cathétérisme urétral.....	49
Glucagon injection	17	Nitrate d'argent en bâton (applicateurs)	36
Glucomètre	59	Nitrate de miconazole, trousse de traitement antifongique (Monistat 3 Duopak).....	9
Glustich (Hystoacryl).....	37	Nitroglycérine, pulvérisateur.....	13
Gobelet à médicaments, gradué.....	40	Olanzapine (Zyprexa Zydis)	28
Guédelle, ensemble de grandeurs de couleur différentes (8 emballés individuellement).....	51	Oméprazole (Losec).....	29
Guide de pratique clinique du personnel infirmier en soins primaires direction générale de la santé des premières nations et des Inuits.....	64	Onguent hémorroïdal (Anugesic-HC).....	9
Guide immunisation canadienne - Édition courante.....	63	Otoscope et ophtalmoscope, jeu, modèle 11720	57
Halopéridol, injectable (Haldol).....	28	Oxygène (portable).....	51
Hémoculte Sensa test.....	10	Oxygène, grosses bouteilles	51
Huile minéral lourde.....	12	Oxymètre de pouls	58
Humidificateur, Chambre à air pour oxygène	52	Paires de gants stériles, pointure 6 ½	38
Hyclate de doxycycline (vibramycine).....	7	Pansement adhésif (Bandaid)	33
Hydriion - PH	48	Pansement pour articulations (Bandaid)	33
Hydrochlorothiazide, comprimés (HCTZ).....	16	Pansements transparents	47
Hydrocortisone 1% onguent	31	Pantoprazole injectable (Pantoloc).....	29
Ibuprofène, comprimés (Motrin, Advil).....	22	Papier thermique pour le moniteur Séries de Zoll X.56	
I-gel®, dispositif supraglottique.....	50, 51	Pénicilline V potassique, (Pen V, 300)	7
Injection de flumazénil (Anéxate).....	20	Perméthrine 1%, shampooing (Nix/Kwellada).....	30
Injection de morphine	20	Perméthrine 5%, crème (crème Nix dermal)	30
Insuline NPH (Humulin N).....	18	Peroxide d'hydrogène accéléré	60
Insuline régulière (Humulin R)	18	Peroxyde d'hydrogène 3% (10vol).....	12
Ipratropium bromide (Atrovent).....	24	Phosphate de codéine.....	21
Kaletra (Ritonavir 50 mg/Lopinavir 200 mg)	17	Phosphate de sodium, lavement (Fleet).....	10
Kit stabilisateur	45	Piles (CR2032) x 2	59
Lancettes Safe-T-Pro.....	59	Pince nasale.....	52
Levofloxacin (Levaquin).....	7	Pince, hémostatique.....	61
Lidocaïne 2% (Xylocard).....	16	Pink Eye gouttes Antibiotique ophtalmique (Polysporin ou générique équivalent).....	10
Lidocaïne HCL 2%, injection (xylocaine)	21	Piqué jetable protecteur pour draps (Pad bleu).....	50
Lingettes désinfectantes/bactéricides	39	Plan B.....	19
		Plateau de lacérations, trousse de suture	37

Plateau pour compter les médicaments	40	Spéculum, otoscope 4.25mm.....	58
Pommade en bâton, anti gerçures avec protection contre le soleil (Blistex).....	31	Sphygmomanomètre automatisé	57
Porte-coton, uniservice, stérile	36	Splint Sam rolled medium 18	55
Pot à onguent en plastique.....	40	Splint Sam rolled small 9" (rouleau).....	55
Povidone-iodé, solution topique	32	Stéthoscope	57
Prednisone, comprimés.....	25	Sulfamethoxazole et triméthoprimé (Trimel DS, Septra DS).....	6
Propionate de fluticasone, pour inhalation (Flovent) .	24	Sulphate d'atropine	14
Protecteur oculaire, ophtalmologie	48	Support mural Wallmount.....	39
Pseudo éphédrine à libération lente (Eltor)	25	Suture cutanée, bande adhésive, chirurgicale	36
Ramipril (Altace).....	15	Suture, chirurgie non-résorbable.....	37
Rasoir, préparation chirurgicale.....	38	Syringe 10 ml hypodermique, stérile, jetable	43
Reichert protecteurs d'embout Ocu-film	58	Système d'accès vasculaire intra-osseux EZ-IO.....	45
Reichert TonoPen Avia.....	58	Tampon, coton, pour les yeux.....	48
Remplissage émoussé / aiguille filtre – 20g 1po	41	Tampons pour Épistaxis antérieur (Merocel) ou équivalent.....	47
Rouleau d'étiquette à médicaments	41	Tartarate de métoprolol, comprimés (Lopressor).....	15
Ruban à mesurer en vinyle.....	60	Tartrate de métoprolol, injection (Lopressor)	15
Ruban adhésif, hypoallergénique	35	Tenecteplase (TNKase).....	14
Sac "Piggy" de type N2886ACL 0,9%	46	Thermomètre à affichage numérique à bout flexible .	58
Sac pour stérilisation 5 ¼ x 10	60	Thermomètre digital pour hypothermie	58
Sac, eau chaude	55	Thermomètre Réfrigérateur Min-Max	59
Sac, glace.....	56	Thiamine	13
Sacs à ordures biomédicales (jaunes)	40	Tourniquet, Sans Latex.....	46
Sacs de drainage urinaire.....	49	Tranexamic acid injectable (Cyclokapron)	14
Salbutamol, HFA pompe 100 mcg (Ventolin)	24	Trauma shears, ciseaux.....	62
Sennosides/Docusate Sodium (Senokot-S)	10	Trousse pour enlever les sutures.....	38
Seringue 1 ml, hypodermique, stérile, jetable.....	42	Trousse urinaire de grossesse.....	49
Seringue 3 ml	43	Trousse, plateau à pansement secondaire	31
Seringue à cathéter.....	43	Tube connexion aspiration.....	52
Seringue et aiguille, hypodermiques	42	Tube nasogastrique Standard 48 #14fr.....	52
Seringue pour oreille et ulcère.....	47	Tube nasogastrique Standard 48 #18fr.....	53
Sodium de méthylprednisolone (Solu-Medrol).....	25	Tylenol Rhume, extra fort.....	25
Solution de calibrage.....	59	Unité d'aspiration manuelle.....	53
Solution de dextrose 50%. Seringues pré remplies... 18		Urinal, homme.....	50
Solution de gluconate de chlorhexidine	32	Valacyclovir (Valtrex)	7
Solution saline et stérile, pour irrigation.....	32	Vaseline officinale blanche.....	31
Spéculum vaginal	48		



ANNEXE B REGISTRE DES SUBSTANCES CONTRÔLÉES

C.C.G.S. / N.G.C.C.								Page No.
Stock No. N° de stock		Description						Drug Classification: Classification du médicament :
Unit Of Issue Unité de distribution								Narcotic / Narcotique _____
							Controlled Substance / Substance contrôlée _____	
Date	Requisition No. Commande no	Receipt Réception	Administration (Application)	Loss Perte	Destruction	Balance Reste	Required Signature(s) Signature(s) obligatoire(s)	Signatory(ies)' Name(s) In Block Letters - Remarks / Nom(s) du (des) signataire(s) en lettres moulées – Remarques

Registre des substances contrôlées – Exemple

C.C.G.S. / N.G.C.C.								Page No.	
Stock No. N° de stock		Description						Drug Classification: Classification du médicament :	
Unit Of Issue Unité de distribution								Narcotic / Narcotique _____	
Date	Requisition No. Commande no	Receipt Réception	Administration (Application)	Loss Perte	Destruction	Balance Reste	Required Signature(s) Signature(s) obligatoire(s)	Signatory(ies)' Name(s) In Block Letters - Remarks / Nom(s) du (des) signataire(s) en lettres moulées - Remarques	
19-02-99	123456	12				12	Commanding Officer / Commandant	Name of Commanding Officer / Nom du commandant	
25-02-99			3			9	Commanding Officer / Commandant Health Officer / Officier de santé Patient (if in condition to sign / si en condition pour signer)	Name of Commanding Officer / Nom du commandant Name of Health Officer / Nom de l'officier de santé If advice via radio communication: medical practitioner's name, address and licence # / Si l'avis est via radiocommunication : nom du médecin, adresse et n° d'autorisation. Name of patient / Nom du patient	
25-03-99				2		7	Commanding Officer / Commandant	Name of Commanding Officer / Nom du commandant	

Registre des substances contrôlées – Exemple (cont'd)

C.C.G.S. / N.G.C.C.								Page No.	
Stock No. N° de stock		Description						Drug Classification: Classification du médicament : Narcotic / Narcotique _____ Controlled Substance / Substance contrôlée _____	
Unit Of Issue Unité de distribution									
Date	Requisition No. Commande no	Receipt Réception	Administration (Application)	Loss Perte	Destruction	Balance Reste	Required Signature(s) Signature(s) obligatoire(s)	Signatory(ies)' Name(s) In Block Letters - Remarks / Nom(s) du (des) signataire(s) en lettres moulées – Remarques	
15-04-99			2			5	Commanding Officer / Commandant Witness / Témoin Patient (if in condition to sign / si en condition pour signer)	Name of Commanding Officer / Nom du commandant Name of Witness / Nom du témoin Treatment via radio communications: medical practitioner's name, address and licence # / Traitement via radiocommunication : nom du médecin, adresse et n° d'autorisation. Patient's Name / Nom du patient	
26-06-99					3	2	Commanding Officer / Commandant Witness / Témoin	Name of Commanding Officer / Nom du commandant Name of witness / Nom du témoin	
15-08-99	78910	12				14			



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard



ANNEXE C ADRESSE DU BUREAU DES SUBSTANCES CONTRÔLÉES

Division de la conformité, contrôle et liaison
Bureau des substances contrôlées
Programme stratégie antidrogue et substances contrôlées
Santé Canada

Indice de l'adresse:

3502B
Ottawa, Ontario
K1A 1B9

Tel.: (613) 954-1541
Fax : (613) 957-0110



ANNEXE D COMMUNICATION PAR RADIO EN LANGAGE CLAIR

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA CONSULTATION MÉDICALE PAR RADIO EN LANGAGE CLAIR

Ce document permet d'amasser suffisamment de renseignements précis pour permettre à un médecin de faire un diagnostic et de recommander un traitement par radio.

Heure :

Date :

1. Nom du patient :
2. Numéro d'assistance sociale :
3. Sexe :
4. Date de naissance :
5. Poids :
6. Emplacement exact du navire :
7. Plainte actuelle dans les propres mots du malade :
8. Jour et heure du début de la maladie :
9. Évolution du cas : (y a-t-il amélioration, détérioration ou un changement quelconque?)
10. Tout changement dans l'apparence du patient : (est-il bleu, tendu, déshydraté?)
11. Changement dans la vue et la parole?
12. Toux : (le patient tousse-t-il? Le cas échéant, est-ce une toux sèche, grasse?)
13. Crachements de mucus : (couleur et quantité du mucus, s'il y a lieu).
14. Crachements de sang : (quantité de sang craché, s'il y a lieu).
15. Vomissements : (fréquence, couleur et présence de sang).
16. Selles : (fréquence dans les dernières 24 à 48 heures, présence de sang).
17. Heure et point exact de la première douleur.
18. Aggravation de la douleur : (la douleur s'est-elle étendue, jusqu'où?)
19. Température à certaines heures :
20. Pouls à la minute :
21. Nombre de respirations à la minute et description :
22. Traitement déjà administré :
23. Effet du traitement : (quelle a été la réponse du patient?)
24. Y a-t-il eu d'autres cas semblables à bord?
- Quand?
- Combien?
25. Nom et identité de la personne qui envoie le message :

RÉPONSE DU MÉDECIN

1. Heure et date :
2. Diagnostic probable :
3. Traitement recommandé :

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA CONSULTATION MÉDICALE PAR RADIO EN LANGAGE CLAIR	Heure :
Ce document permet d'amasser suffisamment de renseignements précis pour permettre à un médecin de faire un diagnostic et de recommander un traitement par radio.	Date :

SI L'ÉVACUATION AÉRIENNE EST RECOMMANDÉE, LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS DOIVENT ÊTRE TRANSMIS :			
	OUI	DOUTEUX	NON
Est-ce une question de vie ou de mort?			
Espère-t-on une guérison satisfaisante ?			
Des soins médicaux sont-ils nécessaires avant l'embarquement?			
Est-on certain d'avoir un terrain d'atterrissage satisfaisant?			
Détails concernant les arrangements financiers, s'il y a lieu.			
Le navire porte-t-il son propre hélicoptère?			
Y a-t-il des restrictions géographiques ou mécaniques pour l'hélicoptère?			



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard



ANNEXE E COMMANDE DE MÉDICAMENTS PPE

Pour commander COMBIVIR & KALETRA qui se trouve à la page A-14 s.v.p. remplir le formulaire qui se trouve dans cette Annexe et s'assurer que les étapes suivantes sont suivies.

- L'officier de logistique doit compléter les sections « Renseignements du navire » et « Approbation financière » avec signature autorisée avant de le faire parvenir à PRAXES par télécopieur.
- Lorsque que le prescripteur de PRAXES aura signé le formulaire, il sera acheminé par télécopieur à la pharmacie du CDM de Santé Canada et au navire.



Commande de médicaments PPE Garde côtière canadienne

Renseignements du navire

Nom: _____
(en lettres moulées s.v.p.)

	N° de comprimés par paquet	Quantité de paquet *
Combivir 300/150 mg	8	
Kaletra 200/50 mg	16	

*Nota: Les navires sont limités à un maximum de deux (2) boîtes à bord en tout temps.
La demande ne devrait pas dépasser deux (2) boîtes.

Approbation financière (Gestionnaire du centre de responsabilité):

Codage financier: _____ 7347 _____ / _____ - 086 - 0600
(Codage financier complet nécessaire) code destinataire

Numéro du télécopieur : _____

La personne autorisant l'achat doit signer ci-dessous et l'envoyer par télécopieur à PRAXES (1-902-420-9987) en vue de commander les médicaments prévus emballés pour usage clinique.

Je _____, autorise la commande ci-dessus:
(en lettres moulées s.v.p.)

Signature: _____ Date: _____

Renseignements sur le prescripteur (Médecin PRAXES) :

Je, _____ demande la commande ci-dessus afin
(en lettres moulées s.v.p.)
d'obtenir des provisions pour usage clinique :

Signature: _____ Date: _____

Toutes les sections doivent être remplies avant de l'envoyer par télécopieur à la pharmacie du CDM de Santé Canada 1-866-662-3034. Une copie devrait aussi être envoyée par télécopieur au Gestionnaire du centre de responsabilité.

Cette communication, incluant toutes pièces jointes, est seulement pour l'utilisation du destinataire prévu et peut contenir de l'information confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu, toute distribution, divulgation ou utilisation n'est pas autorisée et peut être illégitime. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez m'en aviser le plus rapidement possible.

